

**SIEGE PRINCIPAL  
VENTES & MARKETING INTERNATIONAL**

Owen Mumford Ltd  
Brook Hill, Woodstock  
Oxfordshire OX20 1TU, United Kingdom  
T : 01993 812021 F : 01993 813466  
E : info@owenmumford.co.uk

**RU / IRLANDE VENTES & MARKETING**

Owen Mumford Ltd  
Primsdown Industrial Estate  
Worcester Road, Chipping Norton  
Oxfordshire OX7 5XP, United Kingdom  
T : 01608 645555 F : 01608 646546  
W : www.medicalshop.co.uk  
E : info@owenmumford.co.uk

**AMERIQUE DU NORD**

T : 800-421-6936  
F : 770-977-2866  
E : info@owenmumfordinc.com

**FRANCE**

Owen Mumford  
5 rue de la Croix Blanche  
27950 SAINT MARCEL  
T : 02 32 51 88 70  
F : 02 32 21 96 95  
E : contact@owenmumford-fr.com

**ALLEMAGNE**

T : 06026/97750  
F : 06026/977529  
E : info@owen-mumford.de

**CHINE**

T : 021 6032 3528  
F : 021 6032 3782

[www.owenmumford.com](http://www.owenmumford.com)

**LES ACCRÉDITATIONS :**

- ISO13485 Certification
- Medical Device Directive 93/42/EEC
- CMDCAS 13485 (Canadian Health Authority)
- Environmental Management Systems ISO14001



NT/0100-LT/ONBLE/H/0515/FFR

Un stylo, deux fonctions  
Dépistage ultime



 **OWEN MUMFORD**

**Neuropen<sup>®</sup>**

Dispositif de Dépistage de la Neuropathie

More reason to smile



[owenmumford.com](http://owenmumford.com)

# Neuropen®

## Dispositif de dépistage de la neuropathie

Le **monofilament Neuropen®** interchangeable pour utiliser le **Neuropen®**, exerce une force de 10g sur la peau pour évaluer la sensibilité au toucher/pression.

### Réutilisable.

Le corps principal du **Neuropen®** est conçu pour être de nouveau réutilisé.

### Test d'évaluation de la douleur 40g.

Le **Neurotip™** interchangeable exerce une pression de 40g pour évaluer précisément la sensibilité réduite.

### Test d'évaluation de la pression 10g.

Le **monofilament Neuropen®** calibré à 10g évalue précisément la sensibilité au toucher/pression.

### Interchangeable.

Le **monofilament Neuropen®** peut être remplacé autant de fois que nécessaire.

# Neurotips™

Les **Neurotips™** sont des lancettes de test neurologique à usage unique qui éliminent tous risques d'infection croisée. Elles sont conçues pour réduire le risque de perforation en particulier sur les peaux fragiles.

### Test du Neurotip™ calibré de "piqûre d'épingle"

Utiliser un **Neurotip™** avec un **Neuropen®** garantit qu'une force quantifiable de 40g (mécanisme à ressort) peut être exercée en toute sécurité sur la peau pour identifier les patients atteints de perte de sensation à la douleur. Cela fournit un outil sûr au professionnel de santé pour évaluer la douleur sans risque de percer la peau avec une force minimale calibrée.

### Test de vision périphérique

Les **Neurotips™** blanches et rouges fournissent un contraste lorsqu'ils sont utilisés pour le test de vision périphérique.

Lancette de test stérile

pointe de test de la douleur

Capuchon amovible



# Neuropen®

## MONOFILAMENTS

Le **Neuropen®** vous permet de remplacer votre monofilament 10g sans jeter l'ensemble du dispositif..

### Test du Monofilament 10 g - évalue la sensibilité au toucher/pression.

Le test du monofilament 10 g permet au professionnel de santé d'identifier des zones de sensibilité réduite en exerçant une force spécifique et reproductible sur le site de test. Les monofilaments 10g sont remplaçables et garantissent un test fiable et reproductible à l'utilisateur.

"Cependant, il est clair que l'incapacité de détecter un stimulus de faible pression est fortement associée à un risque d'ulcère."



## Comment acheter Neuropen®

Tous les accessoires sont disponibles directement auprès d'Owen Mumford France au **02 32 51 88 70**