








Unifine[®] Pentips[®] Plus



ENGLISH :

All-in-one pen needle and remover. Instructions for use.

Always insert used pen needle STRAIGHT down into disposal chamber and hold ribbed section (a) when disposing.

When attaching, line up straight with the pen.

For single patient use only. For self-administered injection use only. Fits all major brands of injection pens*. Do not use if protective seal is damaged. The reuse of these single-use devices will affect their safety, performance and effectiveness, and will expose users to unnecessary risks. Do not reuse, as this may result in infections and non-function.

If any serious incident occurs with the use of this device please report to Owen Mumford Limited and your local competent authority.

*Latest compatibility visit: owenmumford.com/compatibility

Owen Mumford: Autopen[®] Classic, Autopen[®] 24; **AstraZeneca:** Byetta[®]; **Biocon:** INSUPen Pro[®]; **Eli Lilly:** FORTEO[®], HumaPen LUXURA[®] HD, HumaPen SAVVIO[™], KwikPen[™]; **Novo Nordisk:** FlexPen[®], FlexTouch[®], NovoPen[®] 5, NovoPen Echo[®], Victoza[®]; **Sanofi:** AllStar[™], ClickSTAR[®], Lyxumia[®], SoloStar[®]



FRANÇAIS :

Aiguille pour stylo et son désadaptateur tout-en-un. Mode d'emploi.

Toujours insérer l'aiguille usagée bien DROITE dans le conteneur de retrait (côté cadenas) et dévisser en tenant la partie nervurée du dispositif (a).

Lors de la fixation, veillez à aligner l'aiguille horizontalement dans l'axe du stylo.

Destinée exclusivement à un seul patient. Pour une utilisation uniquement dans le cadre d'une injection auto-administrée. Convient aux principales marques de stylos injecteurs*. Ne pas utiliser si l'opercule est endommagé. La réutilisation de ces dispositifs à usage unique nuit à leur sécurité, performances et efficacité et exposerait les utilisateurs à des risques inutiles. Ne pas réutiliser car cela peut entraîner des infections et un dysfonctionnement.

En cas d'incident grave survenant lors de l'utilisation de ce dispositif, veuillez le signaler à Owen Mumford Limited et à vos autorités locales compétentes.

DEUTSCH :

Alles-in-Einem Pen-Nadel und Entferner. Gebrauchsinformation.

Gebrauchte Pennadel immer SENKRECHT in den Abwurfbehälter drücken und beim Entfernen die geriffelte Seite (a) halten.

Setzen Sie die Nadel gerade auf.

Nur für den Einmalgebrauch. Nur für die Selbst-Injektion verwenden. Passt auf alle gängigen Injektionspens*. Bei defekter Schutzkappe nicht verwenden. Die Wiederverwendung dieser Einmalartikel beeinträchtigt die Sicherheit, Leistung und Wirksamkeit des Produkts und setzt den Benutzer unnötigen Risiken aus. Benutzte Nadeln nicht wiederverwenden, da sie defekt sein oder Infektionen verursachen könnten.

Sollte sich bei der Verwendung dieses Produkts ein schwerwiegender Vorfall ereignen, so melden Sie dies bitte Owen Mumford Limited sowie Ihrer lokal zuständigen Behörde.

ITALIANO :

Ago per penna e dispositivo di rimozione integrato. Istruzioni per l'uso.

Rimuovere l'ago usato inserendolo VERTICALMENTE nell'apposito dispositivo di rimozione; staccare la penna dal dispositivo mantenendo la parte rigata dello stesso (a) per smaltirlo.

Avvitare l'ago tenendolo in linea con la penna per iniezione.

Per utilizzo su un unico paziente. Da utilizzare solo per l'iniezione autoamministrata. Adattabile a tutti i principali marchi di penne per iniezioni*. Non utilizzare in caso di danneggiamento al sigillo protettivo. Il riutilizzo di questi dispositivi monouso ne compromette la sicurezza, le prestazioni e l'efficacia, ed espone gli utenti a inutili rischi. Non riutilizzarlo, in quanto possono derivarne infezioni e malfunzionamenti.

Se si verifica un incidente grave durante l'uso del dispositivo, si prega di segnalarlo a Owen Mumford Limited e all'autorità competente.

POLSKI :

Urządzenie dwa w jednym - igła wstrzykiwacza z bezpiecznym usuwaczem zużytych igieł. Instrukcja użycia.

Po każdej iniekcji umieścić igłę wstrzykiwacza BEZPOŚREDNIO w komorze utylizacyjnej, trzymając za zebrowaną część (a).

Podczas podłączania, wyrównać prosto ze wstrzykiwaczem.

Do użytku tylko u jednego pacjenta. Tylko do samodzielnego wstrzykiwania. Kompatybilny z większością marek wstrzykiwaczy*. Nie używać, jeśli osłonka ochronna została uszkodzona. Ponowne użycie tych jednorazowych wyrobów może wpłynąć na ich bezpieczeństwo, działanie i skuteczność oraz narazić użytkowników na niepotrzebne ryzyko. Nie używać ponownie, ponieważ może to prowadzić do infekcji i niepoprawnego działania wstrzykiwacza.

Jeśli podczas korzystania z tego wyrobu dojdzie do poważnego incydentu, należy zgłosić to firmie Owen Mumford Limited i właściwym organom lokalnym.

NEDERLANDS :

Alles-in-één pennaald en verwijderset. Gebruiksaanwijzing.

Steek een gebruikte pennaald altijd RECHT omlaag in de wegwerphouder. Houd altijd het geribbelde gedeelte (a) vast tijdens het weggoeien.

Recht op de pen aanbrengen.

Uitsluitend voor gebruik bij één patiënt. Uitsluitend bedoeld voor zelftoediening via injectie. Past op alle bekende merken injectiepenen*. Niet gebruiken als de beschermende afdichting beschadigd is. Hergebruik van hulpmiddelen voor eenmalig gebruik beïnvloedt de veiligheid, prestaties en effectiviteit en stelt gebruikers bloot aan onnodige risico's. Gebruik de naald niet opnieuw omdat dit kan resulteren in infecties en niet-functioneren.

Als er zich een ernstig incident voordoet tijdens het gebruik van dit apparaat, meld dit dan aan Owen Mumford Limited en uw lokale bevoegde autoriteit.

Unifine[®]
Pentips[®] Plus



4mm33G 0.23mm REF 100: AN3648

4mm 32G 0.23mm REF 100: AN3740

5mm 31G 0.25mm REF 100: AN3750

5mm 30G 0.30mm REF 100: 001959

6mm 31G 0.25mm REF 100: AN3790

8mm 31G 0.25mm REF 100: AN3730

12mm 29G 0.33mm REF 100: AN3729

Unifine[®] and Pentips[®] are registered trademarks of Owen Mumford Ltd. All trademarks belong to named companies.

OWEN MUMFORD

HEAD OFFICE
Owen Mumford Ltd.,
Brook Hill, Woodstock,
Oxfordshire OX20 1TU,
United Kingdom
T : +44 (0)1993 812021
E : info@owenmumford.com

EC REP GERMANY
Owen Mumford GmbH,
Alte Häge 1, 63762 Großostheim,
Germany
T : +49 (0)6026/97750
E : de.info@owenmumford.com

UK AND IRELAND
T : +44 (0)1608 645555
E : customerserviceuk@owenmumford.com

USA
T : +1 800-421-6936
E : us.info@owenmumford.com

FRANCE
T : +33 (0)2 32 51 88 70
E : contact@owenmumford.com

MALAYSIA
T : +60 (0)7 553 9617
E : my.info@owenmumford.com

REST OF WORLD
T : +44 (0)1993 812021
E : info@owenmumford.com

owenmumford.com
Pat. owenmumford.com/ip
owenmumford.com/symbol-glossary

CH REP Freyr Life Sciences GmbH,
Bahnhofplatz, CH-6300 Zug,
Switzerland

UK CA 0120 16 39 CE MD STERILE R ISO 11608-2

Certified Corporation

© Copyright Owen Mumford 2024. Latest revision date is February 2024. UPP-EPJLNTLST/MCC0224/01