









Unifine® Pentips® Plus



ENGLISH :

All-in-one pen needle and remover. Instructions for use.

Always insert used pen needle STRAIGHT down into disposal chamber and hold ribbed section (a) when disposing.

When attaching, line up straight with the pen.

For single patient use only. For self-administered injection use only. Fits all major brands of injection pens*. Do not use if protective seal is damaged. The reuse of these single-use devices will affect their safety, performance and effectiveness, and will expose users to unnecessary risks. Do not reuse, as this may result in infections and non-function.

If any serious incident occurs with the use of this device please report to Owen Mumford Limited and your local competent authority.

*Latest compatibility visit: owenmumford.com/compatibility

Owen Mumford: Autopen® Classic, Autopen® 24; **AstraZeneca:** Byetta®; **Biocon:** INSUPen Pro®; **Eli Lilly:** FORTEO®, HumaPen LUXURA® HD, HumaPen SAVVIO™, KwikPen™; **Novo Nordisk:** FlexPen®, FlexTouch®, NovoPen® 5, NovoPen Echo®, Victoza®; **Sanofi:** AllStar™, ClickSTAR®, Lyxumia®, SoloStar®



FRANÇAIS :

Aiguille pour stylo et son désadaptateur tout-en-un.

Mode d'emploi.

Toujours insérer l'aiguille usagée bien DROITE dans le conteneur de retrait (côté cadenas) et dévisser en tenant la partie nervurée du dispositif (a).

Lors de la fixation, veillez à aligner l'aiguille horizontalement dans l'axe du stylo.

Destinée exclusivement à un seul patient. Pour une utilisation uniquement dans le cadre d'une injection auto-administrée. Convient aux principales marques de stylos injecteurs*. Ne pas utiliser si l'opercule est endommagé. La réutilisation de ces dispositifs à usage unique nuit à leur sécurité, performances et efficacité et exposerait les utilisateurs à des risques inutiles. Ne pas réutiliser car cela peut entraîner des infections et un dysfonctionnement.

En cas d'incident grave survenant lors de l'utilisation de ce dispositif, veuillez le signaler à Owen Mumford Limited et à vos autorités locales compétentes.

PORTUGUÊS :

Agulha/caneta e sistema de remoção completo.

Instruções de utilização.

Inserir sempre a agulha da caneta usada DIRECIONADA para baixo no recipiente de eliminação assegurar pela secção estriada (a) ao descartar.

Ao aplicar, alinhe de modo a ficar em linha reta com a caneta.

Para utilização num único paciente. Apenas para utilização em injeções auto-administradas. Encaixa em todas as marcas principais de canetas de injeção*. Não utilizar se a selagem protetora estiver danificada. A reutilização destes dispositivos descartáveis irá comprometer a segurança, o desempenho e a eficácia, assim como sujeitar os utilizadores a riscos desnecessários. Não reutilizar, uma vez que podem ocorrer infeções e avarias.

Se ocorrer algum incidente grave com a utilização deste dispositivo, comunique à Owen Mumford Limited e à autoridade local competente.

ESPAÑOL :

Aguja de pluma integrada y extractor. Instrucciones de uso.

Insertar siempre la aguja utilizada RECTA en el contenedor de desecho y sujetar siempre por la sección estriada (a) al desechar.

Cuando se coloque, debe alinearse sin torcerse con la pluma.

Para uso en un solo paciente. Solo para inyección autoadministrada. Apta para todas las plumas de inyección* de las principales marcas. No utilizar si el sello protector está dañado. La reutilización de estos dispositivos de un solo uso afectará a la seguridad, el rendimiento y la efectividad, y expondrá a los usuarios a riesgos innecesarios. No reutilizar: pueden producirse infecciones o un mal funcionamiento.

Si se produce algún incidente grave al usar este dispositivo, informe a Owen Mumford Limited y a la autoridad competente local.

עברית

יחידה משולבת של מחט ומסלק עט. הוראות שימוש.

מחט משומשת של עט יש להכניס תמיד לתוך חלל הסרה כשהיא מופנית היישר כלפי מטה ובעת ההשלכה לאחוז תמיד בחלק המפוספס (א).

בעת החיבור יש להקפיד על קו ישר עם העט

מיועד לטופל יחיד בלבד. לשימוש בהזרקה עצמית בלבד. מתאים לכל המותגים הגדולים של עטי הזרקה*. אין להשתמש אם אטם המגן פגום. שימוש חוזר במכשירים חד-פעמיים אלה ישפיע על בטיחותם, ביצועיהם ויעילותם, ויחשוף את המשתמשים לסיכונים מיותרים. אין לעשות בהם שימוש חוזר, מאחר שפעולה זו עלולה לגרום לזיהומים ולכשל בתפקוד.

אם מתרחשת תקרית חמורה כלשהי בשימוש במכשיר זה,אנא דווח ל- Owen Mumford Limited ולרשות המוסמכת המקומית שלך.

عربي

عبوة تشتمل على إبر الحقن بالقلم و مزيلها ، الكل-في-واحد. تعليمات الاستخدام.

قم بإدخال إبرة الحقن المستعملة بشكل مستقيم في موضع الإزالة مع الإمساك بالجزء المضلع (a) عند التخلص من الإبرة المستعملة.

عند التركيب، احرص على المحاذاة باستقامة مع القلم

للاستخدام مع مريض واحد فقط. لاستخدام الحقن الشخصي فقط ثلاث كل أنواع أقلام الحقن المعروفة*. يجب عدم استخدامها في حالة تلف السدادة الواقية. إعادة استخدام هذه الأدوات المخصصة للاستخدام الواحد سيؤثر على أمانها، وأدائها، وفعاليتها، كما أنه سيعرض المستخدمين لمخاطر هم في غنى عنها. لا تعيد استخدام الإبرة فقد ينتج عن ذلك الإصابة بالعدوى أو عدم الفعالية.

في حالة وقوع أي حادث خطير عند استخدام هذا الجهاز، يُرجى إبلاغ Owen Mumford Limited والسلطة المعنية المحلية.



4mm33G 0.23mm REF 100: AN3648

4mm 32G 0.23mm REF 100: AN3740

5mm 31G 0.25mm REF 100: AN3750

5mm 30G 0.30mm REF 100: 001959

6mm 31G 0.25mm REF 100: AN3790

8mm 31G 0.25mm REF 100: AN3730

12mm 29G 0.33mm REF 100: AN3729

Unifine® and Pentips® are registered trademarks of Owen Mumford Ltd. All trademarks belong to named companies.



HEAD OFFICE
Owen Mumford Ltd.,
Brook Hill, Woodstock,
Oxfordshire OX20 1TU,
United Kingdom
T : +44 (0)1993 812021
E : info@owenmumford.com

EC REP GERMANY
Owen Mumford GmbH,
Alte Häge 1, 63762 Großostheim,
Germany
T : +49 (0)6026/97750
E : de.info@owenmumford.com

UK AND IRELAND
T : +44 (0)1608 645555
E : customerserviceuk@owenmumford.com

USA
T : +1 800-421-6936
E : us.info@owenmumford.com

FRANCE
T : +33 (0)2 32 51 88 70
E : contact@owenmumford.com

MALAYSIA
T : +60 (0)7 553 9617
E : my.info@owenmumford.com

REST OF WORLD
T : +44 (0)1993 812021
E : info@owenmumford.com

owenmumford.com
Pat. owenmumford.com/ip
owenmumford.com/symbol-glossary

CH REP Freyr Life Sciences GmbH,
Bahnhofplatz, CH-6300 Zug,
Switzerland

