

95mm

FOLD

ENGLISH:

Product description: Unistik® VacuFlip is a single use, sterile, blood collection phlebotomy needle with safety mechanism to prevent needlestick injuries.

Intended use: The Unistik® VacuFlip blood collection needle is intended to obtain blood specimens from patients into blood collection tubes or blood culture bottles. The device is intended to be used by appropriately trained healthcare professionals.

Blood collection safety needle with pre-attached holder

For blood collection


- 1. Tear off the blister. While holding the needle guard and the needle cap, screw holder in a clockwise direction to ensure needle is firmly fitted onto the holder.
2. Prepare venipuncture site in accordance with your facility's procedure.
3. Flip the needle guard back towards the holder and remove needle sheath. DO NOT twist or rotate the needle guard.
4. Perform venipuncture and collect the blood specimen in accordance with your facility's procedure. Hold the tube in place until blood stops flowing.
5. After completion of blood collection, gently remove needle from vein. Cover the puncture site with a sterile gauze and apply pressure.
6. Flip the needle guard forward with thumb and lock the needle cannula until an audible click is heard indicating the needle is completely guarded and locked to avoid possible needlestick injury.
7. Dispose of all used materials as per your facility's policy.

Blood collection safety needle

For blood collection

Note: Use the Unistik® Holder for blood collection

- 1. Tear off the blister. Twist and remove Luer sheath and screw holder onto needle. While holding the needle guard and the needle cap, screw holder in a clockwise direction to ensure needle is firmly fitted onto the holder.
2. Prepare venipuncture site in accordance with your facility's procedure.
3. Flip the needle guard back towards the holder and remove needle sheath. DO NOT twist or rotate the needle guard.
4. Perform venipuncture and collect the blood specimen in accordance with your facility's procedure. Hold the tube in place until blood stops flowing.
5. After completion of blood collection, gently remove needle from vein. Cover the puncture site with a sterile gauze and apply pressure.
6. Flip the needle guard forward with thumb and lock the needle cannula until an audible click is heard indicating the needle is completely guarded and locked to avoid possible needlestick injury.
7. Dispose of all used materials as per your facility's policy.



General precautions

Handled by appropriately trained healthcare professionals. Always follow Universal Precautions. Gloves should be worn throughout venipuncture to minimize exposure hazard. Handle all biologic samples and blood collection "sharps" (needles, Luer adapters and blood collection sets) in accordance with your facility's policy. Obtain appropriate medical attention in the event of any exposure to biologic samples (e.g. through a puncture injury) since samples may transmit viral hepatitis, HIV/AIDS or other infectious diseases. Refrain from removing the rubber sleeve, or forcefully pulling the safety guard, as such actions might damage the integrity of the product. Do not forcefully release or re-activate the safety mechanism after it has been activated. Exercise caution when activating the safety mechanisms against a hard surface, as this may cause blood splatter and breakage of the product. Keep hands behind needle at all times during use and disposal of the device. Do not bend the needle. Do not attempt to engage needle guard by pressing against a hard surface, as this may result in blood splatter. Do not reuse. A reuse of the product may cause harmful infections, injury or death. Do not use if the package is opened or damaged, the needlestick is defective or the safety guard is not firmly assembled. Do not remove needle from holder after use. Dispose of the needle and holder as one unit in biohazard containers approved for their disposal. If any serious incident occurs with the use of this device, please report to Owen Mumford Limited and your local competent authority.

Production batch no. and expiration date

Production batch # and expiry date on the seal of package. Shelf life: 5 years. Needles expire on the last day of the month and year indicated.

95mm

FOLD

FRANÇAIS :

Description du produit : Unistik® VacuFlip est une aiguille de prélèvement sanguin stérile à usage unique pour phlébotomie dotée d'un mécanisme de sécurité et destinée à prévenir les blessures par piqûre d'aiguille.

Utilisation prévue : L'aiguille de prélèvement sanguin Unistik® VacuFlip est destinée au prélèvement d'échantillons de sang sur les patients directement dans des tubes de prélèvement sanguin ou des flacons d'hémoculture. Le dispositif est destiné à être utilisé par des professionnels de santé dûment formés.

Aiguille de sécurité pour le prélèvement sanguin avec corps de pompe pré-monté

Pour le prélèvement sanguin veineux


- 1. Déchirez le blister. Tout en tenant le mécanisme de sécurité et le capuchon de l'aiguille, vissez le corps de pompe dans le sens des aiguilles d'une montre pour vous assurer que l'aiguille est bien fixée sur le corps.
2. Préparez le site de ponction veineuse conformément à la procédure de votre établissement.
3. Rabattez le système de protection de l'aiguille vers le corps de pompe et retirez le fourreau de l'aiguille. NE tordez PAS ou ne faites pas tourner le mécanisme de sécurité.
4. Effectuez une ponction veineuse et prélevez l'échantillon sanguin conformément à la procédure de votre établissement. Maintenir le tube en place jusqu'à ce que le sang cesse de couler.
5. Une fois le prélèvement sanguin terminé, retirez délicatement l'aiguille de la veine. Couvrez le site de ponction avec une gaze stérile et exercez une pression.
6. Faites basculer le système de protection vers l'avant avec le pouce et verrouillez la canule de l'aiguille jusqu'à ce qu'un clic audible se fasse entendre, indiquant que l'aiguille est complètement protégée et verrouillée afin d'éviter une éventuelle blessure par piqûre d'aiguille.
7. Jetez tout le matériel usagé conformément à la politique de votre établissement.

Aiguille de sécurité pour prélèvement sanguin

Pour le prélèvement sanguin veineux

Remarque : Utiliser le support Unistik® pour le prélèvement sanguin

- 1. Déchirez le blister. Tournez et retirez le raccord Luer et vissez le corps de pompe sur l'aiguille. Tout en tenant le mécanisme de sécurité et le capuchon de l'aiguille, vissez le support dans le sens des aiguilles d'une montre pour vous assurer que l'aiguille est bien fixée sur le corps.
2. Préparez le site de ponction veineuse conformément à la procédure de votre établissement.
3. Rabattez le système de protection de l'aiguille vers le corps de pompe et retirez le fourreau de l'aiguille. NE tordez PAS ou ne faites pas tourner le mécanisme de sécurité.
4. Effectuez une ponction veineuse et prélevez l'échantillon sanguin conformément à la procédure de votre établissement. Maintenir le tube en place jusqu'à ce que le sang cesse de couler.
5. Une fois le prélèvement sanguin terminé, retirez délicatement l'aiguille de la veine. Couvrez le site de ponction avec une gaze stérile et exercez une pression.
6. Faites basculer le système de protection vers l'avant avec le pouce et verrouillez la canule de l'aiguille jusqu'à ce qu'un clic audible se fasse entendre, indiquant que l'aiguille est complètement protégée et verrouillée afin d'éviter une éventuelle blessure par piqûre d'aiguille.
7. Jetez tout le matériel usagé conformément à la politique de votre établissement.



Précautions générales

Manipulation par des professionnels de la santé ayant reçu une formation appropriée. Respectez toujours les précautions universelles. Des gants doivent être portés pendant toute la durée de la ponction veineuse afin de minimiser le risque d'exposition. Manipulez tous les échantillons biologiques et les « objets tranchants » de prélèvement sanguin (aiguilles, adaptateurs Luer et kits de prélèvement sanguin) conformément à la politique de votre établissement. Obtenez une attention médicale appropriée en cas d'exposition à des échantillons biologiques (par ex. à travers une blessure par ponction), car les échantillons peuvent transmettre une hépatite virale, le VIH/SIDA ou d'autres maladies infectieuses. Ne retirez pas le manchon en caoutchouc et ne tirez pas brusquement sur le dispositif de sécurité, car cela pourrait endommager l'intégrité du produit. Ne relâchez pas de force ou ne réactivez pas le mécanisme de sécurité après qu'il ait été activé. Faites preuve de prudence lors de l'activation du dispositif de sécurité contre une surface dure en raison du risque d'éclaboussure de sang et de bris du produit. Gardez les mains derrière l'aiguille à tout moment pendant l'utilisation et l'élimination du dispositif. Ne pas plier l'aiguille. Ne saisissez pas d'engager le mécanisme de sécurité en appuyant sur une surface dure, car cela pourrait provoquer des éclaboussures de sang. Ne pas réutiliser. Une réutilisation du produit peut provoquer des infections nocives, des blessures ou la mort. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé, si la pointe de l'aiguille est défectueuse ou si le dispositif de sécurité n'est pas bien assemblé. Ne retirez pas l'aiguille du corps de pompe après utilisation. Jetez l'aiguille et le corps de pompe comme une seule unité dans des contenants à risque biologique approuvés pour leur élimination. Si un incident grave survient lors de l'utilisation du dispositif, signalez à Owen Mumford Limited et à l'autorité compétente locale.

Numéro de lot de fabrication et date d'expiration

Numéro de lot de fabrication et date de péremption sur l'opercule de l'emballage. Durée de conservation : 5 ans. Les aiguilles expirent le dernier jour du mois et de l'année indiqués.

95mm

FOLD

DEUTSCH:

Beschreibung des Produkts: Unistik® VacuFlip ist eine sterile Phlebotomienadel für den Einmalgebrauch mit einem Sicherheitsmechanismus zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen.

Verwendungszweck: Die Unistik® VacuFlip Blutentnahmekanüle ist für die Entnahme von Blutproben von Patienten in Blutentnahmeröhrchen oder Blutkulturflaschen bestimmt. Das Produkt ist für die Verwendung durch entsprechend geschultes medizinisches Fachpersonal vorgesehen.

Sicherheitskanüle zur Blutentnahme mit eingesetztem Halter

Zur Blutentnahme


- 1. Blisterpackung abreißen. Schutzabdeckung und Nadelkappe festhalten und währenddessen Halter im Uhrzeigersinn eindrehen, um sicherzustellen, dass die Nadel fest am Halter montiert ist.
2. Stelle für die Venenpunktion entsprechend dem Verfahren Ihrer Einrichtung vorbereiten.
3. Nadelhülle zurück zum Halter umklappen und Nadelhülse entfernen. Schutzabdeckung NICHT verdrehen oder drehen.
4. Venenpunktion durchführen und Blutprobe entsprechend dem Verfahren Ihrer Einrichtung entnehmen. Halten Sie den Schlauch fest, bis kein Blut mehr fließt.
5. Nachdem die Blutentnahme abgeschlossen ist, die Nadel vorsichtig aus der Veine entfernen. Einstichstelle mit einem sterilen Tupfer bedecken und Druck ausüben.
6. Schutzkappe mit dem Daumen nach vorne umklappen und Nadelkanüle eindrehen, bis ein Klickgeräusch zu hören ist. Dieses Geräusch weist darauf hin, dass die Nadel vollständig geschützt und verriegelt ist, um mögliche Nadelstichverletzungen zu vermeiden. Schutzabdeckung.
7. Alle verwendeten Materialien entsprechend der Richtlinie Ihrer Einrichtung entsorgen.

Sicherheitskanüle zur Blutentnahme

Zur Blutentnahme

Hinweis: Verwenden Sie den Unistik®-Halter für die Blutentnahme

- 1. Blisterpackung abreißen. Luer-Hülse herausdrehen und entfernen, und Halter auf Nadel eindrehen. Schutzabdeckung und Nadelkappe festhalten und währenddessen Halter im Uhrzeigersinn eindrehen, um sicherzustellen, dass die Nadel fest am Halter montiert ist.
2. Stelle für die Venenpunktion entsprechend dem Verfahren Ihrer Einrichtung vorbereiten.
3. Nadelhülle zurück zum Halter umklappen und Nadelhülse entfernen. Schutzabdeckung NICHT verdrehen oder drehen.
4. Venenpunktion durchführen und Blutprobe entsprechend dem Verfahren Ihrer Einrichtung entnehmen. Halten Sie den Schlauch fest, bis kein Blut mehr fließt.
5. Nachdem die Blutentnahme abgeschlossen ist, die Nadel vorsichtig aus der Veine entfernen. Einstichstelle mit einem sterilen Tupfer bedecken und Druck ausüben.
6. Schutzkappe mit dem Daumen nach vorne umklappen und Nadelkanüle eindrehen, bis ein Klickgeräusch zu hören ist. Dieses Geräusch weist darauf hin, dass die Nadel vollständig geschützt und verriegelt ist, um mögliche Nadelstichverletzungen zu vermeiden. Schutzabdeckung.
7. Alle verwendeten Materialien entsprechend der Richtlinie Ihrer Einrichtung entsorgen.



Allgemeine sicherheitsmaßnahmen

Von entsprechend geschultem medizinischem Fachpersonal handzuhaben. Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen stets befolgen. Während der Venenpunktion sind Handschuhe zu tragen, um das Expositionsrisiko zu minimieren. Alle biologischen Proben und scharfe Gegenstände zur Blutentnahme (Nadeln, Luer-Adapter und Blutentnahme-Sets) entsprechend der Richtlinie Ihrer Einrichtung handhaben. Bei einer Exposition gegenüber biologischen Proben (z. B. durch eine Stichverletzung) angemessene medizinische Versorgung in Anspruch nehmen, da Proben eine virale Hepatitis, HIV/AIDS oder andere Infektionskrankheiten übertragen können. Gummihülse nicht entfernen bzw. Schutzkappe nicht stark ziehen, da dies die Produktintegrität beeinträchtigen kann. Sicherheitsmechanismus nicht gewaltsam entriegeln oder erneut aktivieren, nachdem er aktiviert wurde. Vorsicht, wenn Sie die Sicherheitsmechanismen durch Drücken gegen eine harte Oberfläche aktivieren, da dies zu Blutspritzern und zum Zerbrechen des Produkts führen kann. Während des Gebrauchs und der Entsorgung des Produkts Hände stets hinter der Nadel halten. Die Nadel darf nicht gebogen werden. Nicht durch Drücken gegen eine harte Oberfläche eingreifen lassen, da dies zu Blutspritzern führen kann. Nicht wiederverwenden. Eine Wiederverwendung des Produkts kann zu gefährlichen Infektionen, Verletzungen oder zum Tod führen. Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt wurde, die Nadel beschädigt ist oder die Schutzkappe nicht fest montiert wurde. Nach dem Gebrauch Nadel und Halter als einen zusammengefassten Gegenstand in Behältern für biologische Gefahrenstoffe entsorgen, die für eine solche Entsorgung zugelassen sind. Sollte es bei der Verwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Zwischenfall kommen, wenden Sie sich bitte an Owen Mumford Limited und an die zuständige Behörde vor Ort.

Produktionschargen-Nr. und Verfallsdatum

Produktionschargen-Nr. und Verfallsdatum auf Siegel auf der Verpackung. Haltbarkeitsdauer: 5 Jahre. Nadeln können bis zum letzten Tag des angegebenen Monats und Jahres verwendet werden.

95mm

FOLD

ESPAÑOL:

Descripción del producto: Unistik® VacuFlip es una aguja de flebotomía para la extracción de sangre, esteril y de un solo uso con mecanismo de seguridad para evitar las heridas por punción de aguja.

Uso previsto: la aguja de extracción de sangre Unistik® VacuFlip está destinada a obtener muestras de sangre de los pacientes en tubos de extracción de sangre o frascos para hemocultivos. El dispositivo está destinado a su uso por profesionales asistenciales debidamente formados.

Aguja de seguridad para extracción de sangre con soporte premontado

Para la extracción de sangre


- 1. Rompa el blister. Mientras sujeta la cubierta de seguridad y el tapón de la aguja, enrosque el soporte en el sentido de las agujas del reloj para asegurarse de que la aguja queda firmemente colocada en el soporte.
2. Prepare la zona de la venopunción según el procedimiento de su centro.
3. Dé la vuelta hacia atrás al protector de la aguja hacia el soporte y retire el protector de la aguja. NO gire ni rote la cubierta de seguridad.
4. Realice la venopunción y extraiga la muestra de sangre según el procedimiento de su centro. Mantenga el tubo en su sitio hasta que la sangre deje de fluir.
5. Una vez finalizada la extracción de sangre, retire suavemente la aguja de la vena. Cubra la zona de la punción con una gasa estéril y presione.
6. Dé la vuelta al protector de seguridad hacia adelante con el pulgar y bloquee la cánula de la aguja hasta que se escuche un clic para indicar que la aguja está completamente protegida y bloqueada para evitar posibles lesiones por pinchazo.
7. Deseche todos los materiales usados según la política de su centro.

Aguja de seguridad para extracción de sangre

Para la extracción de sangre

Nota: Utilice el soporte Unistik® para la extracción de sangre

- 1. Rompa el blister. Gire y retire el protector Luer y enrosque el soporte en la aguja. Mientras sujeta la cubierta de seguridad y el tapón de la aguja, enrosque el soporte en el sentido de las agujas del reloj para asegurarse de que la aguja queda firmemente colocada en el soporte.
2. Prepare la zona de la venopunción según el procedimiento de su centro.
3. Dé la vuelta hacia atrás al protector de la aguja hacia el soporte y retire el protector de la aguja. NO gire ni rote la cubierta de seguridad.
4. Realice la venopunción y extraiga la muestra de sangre según el procedimiento de su centro. Mantenga el tubo en su sitio hasta que la sangre deje de fluir.
5. Una vez finalizada la extracción de sangre, retire suavemente la aguja de la vena. Cubra la zona de la punción con una gasa estéril y presione.
6. Dé la vuelta al protector de seguridad hacia adelante con el pulgar y bloquee la cánula de la aguja hasta que se escuche un clic para indicar que la aguja está completamente protegida y bloqueada para evitar posibles lesiones por pinchazo.
7. Deseche todos los materiales usados según la política de su centro.



Precauciones generales

Se debe manipular por profesionales de la salud formados adecuadamente. Siga siempre las Precauciones universales. Se deben llevar guantes durante la venopunción para minimizar el riesgo de exposición. Manipule todas las muestras biológicas y los «objetos punzantes» de extracción de sangre (agujas, adaptadores Luer y sets de extracción de sangre) según la política de su centro. Obtenga atención médica adecuada en caso de quede expuesto a muestras biológicas (por ejemplo, debido a una lesión por punción), ya que las muestras pueden transmitir hepatitis viral, VIH/SIDA u otras enfermedades infecciosas. No retire el mango de goma ni tire con fuerza del protector de seguridad, ya que podría dañar la integridad del producto. No fuerce la liberación o la reactivación del mecanismo de seguridad tras haberlo activado. Tenga cuidado al activar los mecanismos de seguridad contra una superficie dura, ya que podría salpicar sangre y romper el producto. Mantenga las manos detrás de la aguja en todo momento durante el uso y el desecho del dispositivo. No doble la aguja. No intente acoplar la cubierta de seguridad presionando contra una superficie dura, ya que esto puede provocar salpicaduras de sangre. No reutilice. La reutilización del producto puede provocar infecciones perjudiciales, lesiones o la muerte. No lo utilice si el envase está abierto o dañado, si la aguja está defectuosa o si el protector de seguridad no está bien montado. No retire la aguja del soporte después de su uso. Deseche la aguja y el soporte como una unidad en contenedores de riesgo biológico aprobados para su desecho. Si se produce algún incidente grave con el uso de este dispositivo, informe a Owen Mumford Limited y a la autoridad local competente.

Número de lote de producción y fecha de caducidad

Número de lote de producción y fecha de caducidad en el sello del envase. Vida útil: 5 años. Las agujas caducan el último día del mes y del año indicados.



95mm

FOLD

Symbol and Mark Key

Table with 2 columns: Symbol and Mark Key, and Description. Symbols include: Non-pyrogenic, Sterile EO, Caution, Single Use, Not made with natural rubber latex, Not made with DEHP, Medical Device (MD), Keep Away from Sunlight, Information (i), Batch Number (LOT), Date of Manufacture, Manufacturer, Use by Date, EU Authorized Representative (EC REP), Rx only, and CE mark.

OWEN MUMFORD



Instructions for use • Mode d'emploi • Gebrauchsanweisung • Käyttöohje • Instruções de uso • Istruzioni per l'uso • Gebruiksaanwijzing • Bruksanvisning • Brugsanvisning • Bruksanvisning • Käyttöohje


Unistik® VacuFlip

Manufactured by Yangzhou Medline Industry Co., Ltd., No. 106 Jinshan Road, Economic Development Zone, Yangzhou 225009 Jiangsu, China

Manufactured for Owen Mumford Ltd., Brook Hill, Woodstock, Oxfordshire OX20 1TU, United Kingdom T : +44 (0)1993 812021 E : info@owenmumford.com

owenmumford.com Pat. owenmumford.com/ip owenmumford.com/symbol-glossary

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Eifelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany



Latest revision date is August 2023 P004745A1.02

155mm

FOLD

155mm

FOLD

FOLD

FOLD

570mm

FOLD

FOLD

ITALIANO:

Descrizione del prodotto: Unistik® VacuFlip è un ago per flebotomia monouso, sterile per il prelievo di sangue con meccanismo di sicurezza per prevenire le ferite da aghi.

Uso previsto: L'ago Unistik® VacuFlip per il prelievo di sangue è destinato a ottenere campioni di sangue dai pazienti in provette per il prelievo di sangue o in provette per emoculture. Il dispositivo è destinato all'uso da parte di operatori sanitari adeguatamente addestrati.


Ago di sicurezza per prelievo ematico con camicia portaprovette preassemblata Per prelievo ematico

- Aprire il blister. Tenendo la protezione di sicurezza e il cappuccio dell'ago, avvitare la camicia in senso orario per assicurarsi che l'ago sia saldamente montato su di essa.
- Preparare il sito per la venipuntura secondo la procedura della struttura sanitaria.
- Rovesciare la protezione dell'ago verso la camicia e rimuovere la guaina dell'ago. **NON** torcere o ruotare la protezione di sicurezza.
- Eseguire la venipuntura e raccogliere il campione di sangue secondo la procedura della struttura sanitaria. Tenere la provetta in posizione fino a quando il sangue non smette di fluire.
- Al termine del prelievo, rimuovere delicatamente l'ago dalla vena. Coprire il sito dell'iniezione con una garza sterile e applicare una pressione.
- Rovesciare la protezione di sicurezza in avanti con il pollice e bloccare la cannula dell'ago fino a quando si sente un clic che indica che l'ago è completamente protetto e bloccato per evitare possibili lesioni.
- Smaltire tutti i materiali utilizzati secondo la normativa della struttura sanitaria.

Ago di sicurezza per prelievo ematico Per prelievo ematico

Nota: Utilizzare il supporto Unistik® per il prelievo di sangue

- Aprire il blister. Ruotare e rimuovere la guaina Luer e avvitare la camicia sull'ago. Tenendo la protezione di sicurezza e il cappuccio dell'ago, avvitare la camicia in senso orario per assicurarsi che l'ago sia saldamente montato su di essa.
- Preparare il sito per la venipuntura secondo la procedura della struttura sanitaria.
- Rovesciare la protezione dell'ago verso la camicia e rimuovere la guaina dell'ago. **NON** torcere o ruotare la protezione di sicurezza.
- Eseguire la venipuntura e raccogliere il campione di sangue secondo la procedura della struttura sanitaria. Tenere la provetta in posizione fino a quando il sangue non smette di fluire.
- Al termine del prelievo, rimuovere delicatamente l'ago dalla vena. Coprire il sito dell'iniezione con una garza sterile e applicare una pressione.
- Rovesciare la protezione di sicurezza in avanti con il pollice e bloccare la cannula dell'ago fino a quando si sente un clic che indica che l'ago è completamente protetto e bloccato per evitare possibili lesioni.
- Smaltire tutti i materiali utilizzati secondo la normativa della struttura sanitaria.



Precauzioni generali

L'uso è riservato al solo personale sanitario specializzato. Seguire sempre le precauzioni universali. Indossare i guanti durante la venipuntura per minimizzare il rischio di esposizione. Maneggiare tutti i campioni biologici e gli oggetti taglienti per il prelievo ematico (aghi, adattatori Luer e set per il prelievo ematico) secondo la normativa della struttura sanitaria. Consultare un medico in caso di esposizione a campioni biologici (ad esempio attraverso una ferita da puntura), poiché i campioni potrebbero trasmettere epatite virale, HIV/AIDS o altre malattie infettive. Non rimuovere il manico di gomma o tirare con forza la protezione di sicurezza, poiché tali azioni potrebbero compromettere l'integrità del prodotto. Non rilasciare o riattivare con forza il meccanismo di sicurezza dopo che è stato attivato. Faites preuve de prudence lors de l'activation du dispositif de sécurité contre une surface dure en raison du risque d'éclaboussure de sang et de bris du produit. Tenere le mani dietro l'ago in ogni momento durante l'utilizzo e lo smaltimento del dispositivo. Non piegare l'ago. Non tentare di agganciare la protezione di sicurezza premendo contro una superficie dura, poiché ciò potrebbe provocare schizzi di sangue. Non riutilizzare. Il riutilizzo del prodotto può causare infezioni gravi, lesioni o morte. Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata, se l'ago è difettoso o se la protezione di sicurezza non è montata saldamente. Non rimuovere l'ago dalla camicia dopo l'uso. Smaltire l'ago e la camicia come una sola unità in contenitori per il rischio di biologico approvati per lo smaltimento. Se si verifica un incidente grave con l'uso di questo dispositivo, si prega di segnalare a Owen Mumford Limited e alle autorità locali competenti.

Numero di lotto di produzione e data di scadenza

N. di lotto di produzione e data di scadenza sul sigillo della confezione. Durata del prodotto: 5 anni. La data di scadenza degli aghi corrisponde all'ultimo giorno del mese e dell'anno indicati.

NEDERLANDS:

Productbeschrijving: Unistik® VacuFlip is een steriele naald voor bloedafname met veiligheidsmechanisme voor eenmalig gebruik om prikaccidenten te voorkomen.

Beoogd gebruik: De Unistik® VacuFlip-naald voor bloedafname is bedoeld om bloedmonsters van patiënten te verkrijgen in bloedafnamebuisjes of bloedkweeklesjes. Het apparaat is bedoeld voor gebruik door goed opgeleide zorgmedewerkers.

Veiligheidsnaald voor bloedafname met voorgemonteerde houder

Voor bloedafname


- Scheur de blisterverpakking eraf. Terwijl u de veiligheidsafscherming en de naaldkap vasthoudt, schroeft u de houder rechtsom om ervoor te zorgen dat de naald stevig op de houder zit.
- Bereid de venapunctieplaats voor volgens de procedure van uw instelling.
- Klap de naaldbescherming terug naar de houder en verwijder de naaldhuls. Het veiligheidscherm NIET verdraaien of draaien.
- Voer een venapunctie uit en neem het bloedmonster af volgens de procedure van uw instelling. Houd de buis op zijn plaats totdat het bloed niet meer stroomt.
- Nadat de bloedafname is voltooid, verwijder u voorzichtig de naald uit de ader. Bedek de prikplaats met een steriel gaasje en oefen druk uit.
- Klap de beschermkap met de duim naar voren en vergrendel de naaldcannule totdat u een hoorbare klik hoort die aangeeft dat de naald volledig is beschermd en vergrendeld om mogelijk prikletsel te voorkomen. Probeer.
- Voer alle gebruikte materialen af volgens het beleid van uw instelling.

Veiligheidsnaald voor bloedafname

Voor bloedafname

Opmerking: Gebruik de Unistik®-houder voor bloedafname

- Scheur de blisterverpakking eraf. Draai en verwijder de Luer-mantel en schroef de houder op de naald. Terwijl u de veiligheidsafscherming en de naaldkap vasthoudt, schroeft u de houder rechtsom om ervoor te zorgen dat de naald stevig op de houder zit.
- Bereid de venapunctieplaats voor volgens de procedure van uw instelling.
- Klap de naaldbescherming terug naar de houder en verwijder de naaldhuls. Het veiligheidscherm NIET verdraaien of draaien.
- Voer een venapunctie uit en neem het bloedmonster af volgens de procedure van uw instelling. Houd de buis op zijn plaats totdat het bloed niet meer stroomt.
- Nadat de bloedafname is voltooid, verwijder u voorzichtig de naald uit de ader. Bedek de prikplaats met een steriel gaasje en oefen druk uit.
- Klap de beschermkap met de duim naar voren en vergrendel de naaldcannule totdat u een hoorbare klik hoort die aangeeft dat de naald volledig is beschermd en vergrendeld om mogelijk prikletsel te voorkomen. Probeer.
- Voer alle gebruikte materialen af volgens het beleid van uw instelling.



Algemene voorzorgsmaatregelen

Uitgevoerd door goed opgeleide gezondheidswerkers. Volg altijd de universele voorzorgsmaatregelen. Tijdens de venapunctie moeten handschoenen worden gedragen om het blootstellingsrisico te minimaliseren. Behandel alle biologische monsters en "scherpe voorwerpen" voor bloedafname (naalden, Luer-adapters en bloedafnamebuisjes) volgens het beleid van uw instelling. Zorg voor de nodige medische verzorging in geval van blootstelling aan biologische monsters (bv. door prikletsel), aangezien monsters virale hepatitis, hiv/aids of andere infectieziekten kunnen overdragen. Verwijder de rubberen hoes niet en trek niet met kracht aan de beschermkap, omdat dit de integriteit van het product kan beschadigen. Laat het veiligheidsmechanisme niet met kracht los en stel het niet opnieuw in werking nadat het is geactiveerd. Wees voorzichtig bij het activeren van het veiligheidsmechanisme tegen een hard oppervlak, want dit kan spatten van bloed en breken van het product veroorzaken. Houw de handen steeds achter de naald tijdens het gebruik en het wegwerpen van het apparaat. Buig de naald niet. Niet het veiligheidscherm in te drukken door tegen een hard oppervlak te drukken, omdat dit kan leiden tot bloedsputten. Niet hergebruiken. Hergebruik van het product kan leiden tot schadelijke infecties, letsel of de dood. Niet gebruiken als de verpakking geopend of beschadigd is. De naald defect is of de beschermkap niet stevig gemonteerd is. Verwijder de naald niet uit de houder na gebruik. Gooi de naald en de houder als één geheel weg in containers voor biologisch gevaarlijk afval die voor de verwijdering ervan zijn goedgekeurd. Indien zich een ernstig incident voordoet bij het gebruik van dit apparaat, meld dit dan aan Owen Mumford Limited en uw lokale bevoegde autoriteit.

Productienummer van de partij en vervaldatum

Productienummer van de partij en vervaldatum op het zegel van de verpakking. Houdbaarheid: 5 jaar. Naalden vervallen op de laatste dag van de aangegeven maand en jaar.

SVENSKA:

Produktbeskrivning: Unistik® VacuFlip är en steril flebotominål för blodprovstagning avsedd för engångsbruk försedd med en säkerhetsmekanism för att förhindra nålstickskador.

Avsedd användning: Unistik® VacuFlip blodprovsnålen är avsedd för att ta blodprov från patienter i blodprovslangar eller blodlämlingsflaskor. Apparatens är avsedd att användas av hälso- och sjukvårdspersonal med lämplig utbildning.

Säkerhetsnål med för-anslutet hållare för bloduppsamling

För bloduppsamling


- Riv av blistern. Håll i säkerhetsskyddet och nålskyddet, och skruva samtidigt hållaren medurs för att säkerställa att nålen sitter stadigt på hållaren.
- Förbered venpunktionstället i enlighet med sjukhusets rutiner.
- Skjut tillbaka nålskyddet mot hållaren och ta bort nålskyddet. Vrid eller rotera **INTE** säkerhetsskyddet.
- Utför venpunktion och ta blodprovet i enlighet med sjukhusets rutiner. Håll röret på plats tills blodet slutar rinna.
- Efter avslutad blodinsamling, ta försiktigt bort nålen från venen. Täck punktionstället med en sterilt kompress och applicera tryck.
- Skjut nålskyddet framåt med tummen, och lås nålen tills ett hörbart klick hörs, som anger att nålen är helt skyddad och låst, för att undvika eventuell nålstickskada.
- Kassera allt använt material enligt sjukhusets rutiner.

Säkerhetsnål för bloduppsamling

För bloduppsamling

Obs! Användning av Unistik®-hållaren för blodprovstagning

- Riv av blistern. Vrid och ta bort Luer-hylsan och skruvhållaren på nålen. Håll i säkerhetsskyddet och nålskyddet, och skruva samtidigt hållaren medurs för att säkerställa att nålen sitter stadigt på hållaren.
- Förbered venpunktionstället i enlighet med sjukhusets rutiner.
- Skjut tillbaka nålskyddet mot hållaren och ta bort nålskyddet. Vrid eller rotera **INTE** säkerhetsskyddet.
- Utför venpunktion och ta blodprovet i enlighet med sjukhusets rutiner. Håll röret på plats tills blodet slutar rinna.
- Efter avslutad blodinsamling, ta försiktigt bort nålen från venen. Täck punktionstället med en sterilt kompress och applicera tryck.
- Skjut nålskyddet framåt med tummen, och lås nålen tills ett hörbart klick hörs, som anger att nålen är helt skyddad och låst, för att undvika eventuell nålstickskada.
- Kassera allt använt material enligt sjukhusets rutiner.



Allmänna försiktighetsåtgärder

Hanteras av lämpligt utbildad sjukvårdspersonal. Följ alltid allmänna försiktighetsåtgärder. Hantera bör bäras under hela venpunkturen för att minimera exponeringsrisken. Hantera alla biologiska prover och "vassa föremål" för bloduppsamling (nålar, Luer-adaptörer och bloduppsamlingsset) i enlighet med sjukhusets rutiner. Skaffa lämplig läkavård i händelse av exponering för biologiska prover (t.ex. genom en punktionsskada), eftersom prover kan överföra virushepatit, HIV/AIDS eller andra infektionssjukdomar. Ta inte bort gummihylsan och dra inte hårt i säkerhetsskyddet, eftersom sådana åtgärder kan skada produktens integritet. Frigör inte med kraft och återaktivera inte säkerhetsmekanismen efter att den har aktiverats. Var försiktig när du aktiverar säkerhetsmekanismerna mot en hård yta, eftersom det kan orsaka blodstänk och att produkten går sönder. Håll alltid händerna bakom nålen under användning och kassering av enheten. Bøj inte nålen. Försök inte att aktivera säkerhetsskyddet genom att trycka mot en hård yta, eftersom detta kan leda till blodstänk. För ej återanvändas. Återanvändning av produkten kan orsaka skadliga infektioner, skada eller dödsfall. För ej användas om förpackningen är öppen eller skadad. Näla är defekt eller säkerhetsskyddet inte är ordentligt monterat. Ta inte bort nålen från hållaren efter användning. Kassera nålen och hållaren som en enhet i bioriskbehållare som är godkända för avfallshantering. Om en allvarig händelse inträffar i samband med användningen av denna anordning, vänligen rapportera till Owen Mumford Limited och din lokala behöriga myndighet.

Produktionssatsnummer och utgångsdatum

Produktionssatsnummer och utgångsdatum på förpackningens försäglning. Hållbarhet: 5 år. Nålar går ut den sista dagen i den angivna månaden och året.

DANSK:

Produktbeskrivelse: Unistik® VacuFlip er en steril blodprøvetagningsnål til engangsbrug med sikkerhedsmekanisme for at forhindre nålestiksskader.

Tilsligt anvendelse: Unistik® VacuFlip-blodprøvetagningsnålen er beregnet til at udtage blodprøver fra patienter i blodprøveør eller blod trykningsflasker. Enheden er beregnet til at blive brugt af behørigt uddannede sundhedspersonale.

Sikkerhedskanyle til blodprøvetagning med holder, der er fastgjort

på forhånd

Til blodprøvetagning


- Riv blisteren af. Mens du holder sikkerhedsskjoldet og kanylehætten, skrues holderen i urets retning for at sikre, at kanylen sidder fast på holderen.
- Førbered venepunkturstedet i overensstemmelse med din institutions procedure.
- Når nålebeskytteren tilbage mod holderen, og fjern nålehylsen. **IKKE** vri eller roter sikkerhedsskjoldet.
- Udfør venepunktur og udtag blodprøven i overensstemmelse med din institutions procedure. Hold røret på plads, indtil blodet stopper med at flyde.
- Når blodprøvetagningen er afsluttet, skal du forsigtigt fjerne nålen fra venen. Dæk punkturstedet med steril gaze og anlæg tryk.
- Vend sikkerhedsskærmen fremad med tommelfingeren, og lås kanylen, indtil der høres et hørbart klik, der angiver, at kanylen er helt beskyttet og låst for at undgå mulige nålestiksskader.
- Bortskaf alle anvendte materialer i overensstemmelse med institutionens politik.

Sikkerhedskanyle til blodprøvetagning

Til blodprøvetagning

Bemærk: Brug Unistik®-holderen til blodprøvetagning

- Riv blisteren af. Drej og fjern Luerskeden og skru holderen på kanylen. Mens du holder sikkerhedsskjoldet og kanylehætten, skrues holderen i urets retning for at sikre, at kanylen sidder fast på holderen.
- Førbered venepunkturstedet i overensstemmelse med din institutions procedure.
- Vend nålebeskytteren tilbage mod holderen, og fjern nålehylsen.
- Udfør venepunktur og udtag blodprøven i overensstemmelse med din institutions procedure. Hold røret på plads, indtil blodet stopper med at flyde.
- Når blodprøvetagningen er afsluttet, skal du forsigtigt fjerne nålen fra venen. Dæk punkturstedet med steril gaze og anlæg tryk.
- Vend sikkerhedsskærmen fremad med tommelfingeren, og lås kanylen, indtil der høres et hørbart klik, der angiver, at kanylen er helt beskyttet og låst for at undgå mulige nålestiksskader.
- Bortskaf alle anvendte materialer i overensstemmelse med institutionens politik.



Generelle forholdsregler

Håndteres af behørigt kvalificeret sundhedspersonale. Føl altid de generelle forholdsregler. Der bør bæres handsker under hele venepunkturen for at minimere risikoen for eksponering. Håndter alle biologisk prøvemateriale og "skarpe" fra blodprøvetagning (kanyler, Luer-adaptører og sæt til blodprøvetagning) i overensstemmelse med din institutions politik. Få passende lægehjælp i tilfælde af eksponering for biologiske prøver (f.eks. ved en punktursskade), da prøverne kan overføre virushepatitis, HIV/AIDS eller andre smitsomme sygdomme. Undlad, at fjerne gummimantellet eller at trække kanylen i Sikkerhedsskærmen, da sådanne handlinger kan skade produktets integritet. Sikkerhedsmekanismen må ikke udløses eller genaktiveres med magt, efter at den er blevet aktiveret. Vær forsigtig, når du aktiverer sikkerhedsmekanismerne mod en hård overflade, da det kan forårsage blodsprøjt og ødelægge produktet. Hold hænderne bag kanylen hele tiden under brug og bortskaffelse af enheden. Du må ikke bøje nålen. Forsøg ikke at aktivere sikkerhedsskærmen ved at trykke mod en hård overflade, da dette kan resultere i blodstænk. Må ikke genbruges. Genbrug af produktet kan forårsage skadelige infektioner, skade eller død. Må ikke anvendes, hvis pakken er åbnet eller beskadiget, hvis nålestikket er defekt, eller hvis sikkerhedsskærmen ikke er fast monteret. Tag ikke kanylen ud af holderen efter brug. Bortskaf kanylen og holderen som en enhed i beholder til biologisk risikomateriale, der er godkendt til bortskaffelse af disse. Hvis der sker en alvorlig hændelse i forbindelse med brugen af denne enhed, skal det rapporteres til Owen Mumford Limited og din lokale kompetente myndighed.

Produktionsbatchnummer og udløbsdato

Produktionsbatchnummer og udløbsdato på emballagens forsægling. Holdbarhed: 5 år. Kanyler udløber den sidste dag i den måned og det år, der er angivet.

NORSK:

Produktbeskrivelse: Unistik® VacuFlip er en steril flebotomikanyle til engangsbruk for blodprøvetaking, som er utstyrt med en sikkerhetsmekanisme for å forhindre skader fra utilsiktede nålestikk.

Tiltenkt bruk: Blodprøvetakingskanylen Unistik® VacuFlip er beregnet for å ta blodprøver fra pasienter i blodprøvetakingsør eller blodtrykingsflasker. Enheten skal brukes av helsepersonell som har fått tilstrekkelig opplæring.

Sikkerhetsnål til blodprøvetaking med forhåndsmontert holder

Blodprøvetaking


- Riv av blisterpakningen. Mens du holder sikkerhetsskjermen og nålehetten, skrur du holderen med klokken for å sikre at nålen sitter godt fast på holderen.
- Førbered venepunkturstedet i henhold til sykehushets prosedyre.
- Vipp nålebeskyttelsen tilbake mot holderen og fjern nålehylsen. **IKKE** vri eller roter sikkerhetsskjermen.
- Utfør venepunktur og ta blodprøven i henhold til sykehushets prosedyre.
- Hold røret på plass til blodet slutter å strømme.
- Efter fullført blodprøvetaking, fjerner du nålen forsiktig fra venen. Dekk stikstedet med et sterilt gasbind og trykk.
- Vipp beskyttelsen fremover med tommelen og lås nålekanylen til et klikk høres som indikerer at nålen er fullstendig beskyttet og låst for å unngå mulig skade fra nålestikket.
- Kast alt brukt materiale i henhold til sykehushets retningslinjer.

Sikkerhetsnål for blodprøvetaking

Blodprøvetaking

Merk: Bruk Unistik®-holderen til blodprøvetaking

- Riv av blisterpakningen. Vri og fjern Luer-kappen og skruholderen på nålen. Mens du holder sikkerhetsskjermen og nålehetten, skrur du holderen med klokken for å sikre at nålen sitter godt fast på holderen.
- Førbered venepunkturstedet i henhold til sykehushets prosedyre.
- Vipp nålebeskyttelsen tilbake mot holderen og fjern nålehylsen. **IKKE** vri eller roter sikkerhetsskjermen.
- Utfør venepunktur og ta blodprøven i henhold til sykehushets prosedyre.
- Hold røret på plass til blodet slutter å strømme.
- Efter fullført blodprøvetaking, fjerner du nålen forsiktig fra venen. Dekk stikstedet med et sterilt gasbind og trykk.
- Vipp beskyttelsen fremover med tommelen og lås nålekanylen til et klikk høres som indikerer at nålen er fullstendig beskyttet og låst for å unngå mulig skade fra nålestikket.
- Kast alt brukt materiale i henhold til sykehushets retningslinjer.



Generelle forholdsregler

Håndteres av helsepersonell med passende opplæring. Du må alltid ta universelle forholdsregler. Håndter alle biologiske prøver og «skarpe» blodprøveenheter (nåler, Luer-adaptører og blodprøvetaset) i henhold til sykehushets retningslinjer. Skaff passende lægehjelp ved eksponering for biologiske prøver (f.eks. grunnet en punkterings-skade) siden prøver kan overføre viral hepatitt, HIV/AIDS eller andre infeksjonssykdommer. Unngå å fjerne gummihylsen eller dra i sikkerhetsskjermen med kraft, da slike handlinger kan skade produktets integritet. Ikke slipp eller reaktiver sikkerhetsmekanismen med kraft etter at den har blitt aktivert. Vær forsiktig når du aktiverer sikkerhetsmekanismen mot en hard overflate, da dette kan føre til blodsprut og at produktet går i stykker. Hold hendene bak nålen til enhver tid under bruk og avhending av enheten. Ikke bøyd nålen. Ikke forsøk å koble inn sikkerhetsskjermen ved å trykke mot en hard overflate, da dette kan føre til blodsprut. Skal ikke brukes flere ganger. Gjenbruk av produktet kan forårsake skadelige infeksjoner, skade eller død. Skal ikke brukes hvis emballasjen er åbnet eller skadet, nålestikken er defekt eller sikkerhetsdekslet ikke er godt montert. Må ikke fjernes fra holderen etter bruk. Kast nålen og holderen som én enhet i beholder for biologisk farlig avfall som er godkjent for avhending. Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse med bruken av denne enheten, må det rapporteres til Owen Mumford Limited og de lokale tilsynsmyndighetene.

Produktbatchnr. og utløpsdato

Produktionsbatchnr. og utløpsdato på pakningens forsægling. Holdbarhet: 5 år. Nåler utløper den siste dagen i måneden og året som er angitt.

SUOMI:

Tuotteen kuvaus: Unistik® VacuFlip on kertakäyttöinen, steriili, verinäytteen ottamiseen käytettävä flebotomia-neula, jossa on turvamekanismin neulanpistovahinkojen estämiseksi.

Käyttötarkoitus: Unistik® VacuFlip -verinäytteenottoneula on tarkoitettu verinäytteiden ottamiseen potillailla verinäytteenputkiin tai veriviljelypulloihin. Laite on tarkoitettu asianmukaisesti koulutettujen terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Turvaominaisuudella varustettu verinäyte-neula, jossa on valmiiksi kiinnitetty pidike Verinäytteen ottamista varten


- Revi läppäpainopakkaus pois. Pidä kiinni turvasuojuksesta ja neulan korkista ja kierrä pidikettä myötäpäivään. Näin valmistetaan, neula on tiukasti kiinni pidikkeessä.
- Valmistele laskimopunktiokohta laitoksesi menettelytapoja noudattaen.
- Käännä neulansuojus takaisin pidikettä kohti ja ota neulan tuppi pois. **ÄLÄ** väännä tai käännä turvasuojusta.
- Tee laskimopunktio ja kerää verinäyte laitoksesi menettelytapoja noudattaen. Pidä puikkea paikallaan, kunnes veren virtaus lakkaa.
- Kun verinäytteen otto on tehty, ota neula varovasti pois laskimosta. Peitä pistokohhta steriillä sideharjolla ja paina sideharsoa.
- Käännä suojusta eteenpäin peukalolla ja lukitse neulan kanyyli, kunnes kuulet napsauduksen. Tämä tarkoittaa sitä, että neula on pelletty kokonaan suojuksella ja lukittu neulanpistovammojen estämiseksi.
- Hävitä kaikki käytetyt materiaalit laitoksesi menettelytapoja noudattaen.

Turvaominaisuudella varustettu verinäyte-neula

Verinäytteen ottamista varten

Huomautus: Käytä Unistik®-pidikettä verinäytteen ottamiseen

- Revi läppäpainopakkaus pois. Kierrä Luer-tuppi irti ja kierrä pidike kiinni neulaan. Pidä kiinni turvasuojuksesta ja neulan korkista ja kierrä pidikettä myötäpäivään. Näin valmistetaan, neula on tiukasti kiinni pidikkeessä.
- Valmistele laskimopunktiokohta laitoksesi menettelytapoja noudattaen.
- Käännä neulansuojus takaisin pidikettä kohti ja ota neulan tuppi pois. **ÄLÄ** väännä tai käännä turvasuojusta.
- Tee laskimopunktio ja kerää verinäyte laitoksesi menettelytapoja noudattaen. Pidä puikkea paikallaan, kunnes veren virtaus lakkaa.
- Kun verinäytteen otto on tehty, ota neula varovasti pois laskimosta. Peitä pistokohhta steriillä sideharjolla ja paina sideharsoa.
- Käännä suojusta eteenpäin peukalolla ja lukitse neulan kanyyli, kunnes kuulet napsauduksen. Tämä tarkoittaa sitä, että neula on pelletty kokonaan suojuksella ja lukittu neulanpistovammojen estämiseksi.
- Hävitä kaikki käytetyt materiaalit laitoksesi menettelytapoja noudattaen.



Yleiset varoittoimet

Laitetta saa käsitellä vain asianmukaisen koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattilainen. Noudata aina yleisiä varotoimia. Käsinäitän on käytettävä koko laskimopunktion ajan, jotta voidaan minimoida altistumisvaara. Käsittele kaikkia biologisia näytteitä ja verinäytteen ottamiseen käytettyjä teräviä välineitä (neuloja, Luer-sovitteita ja verinäytteenottajia) laitoksesi menettelytapoja noudattaen. Jos tapahtuu altistus biologisille näytteille (esimerkiksi pistovamman vuoksi), tulki altistus asianmukaisella lääketieteellisellä tavalla, koska näytteiden kautta voi tarttua virusperäinen hepatiitti, HIV/AIDS tai muita infektiosairauksia. Älä ota kumihoikkia pois tai vedä voimalla suojuksesta, sillä muutoin tuote voi vahingoittua. Älä vapauta tai aktivoi uudelleen turvamekanismin voimalla sen aktivoimisen jälkeen. Ole varovainen, kun aktivoit turvamekanismit kovaa pintaa vasten, sillä tästä voi aiheutua veriroiskeita ja laite voi rikkoutua. Pidä kätesi neulan takana koko ajan laitteen käytön ja hävityksen aikana. Neulaa ei saa laittava. Älä yritä liittää turvasuojusta painamalla sitä kovaa pintaa vasten, sillä tästä voi syntyä veriroiskeita. Tuotetta ei saa käyttää uudelleen. Tuotteen käyttö uudelleen voi aiheuttaa haitallisia infektioita, vammoja tai kuoleman. Tuotetta ei saa käyttää, jos pakkaus on avattu tai vaurioitunut, neula on viillainen tai suojusta ei ole asennettu päivästä. Älä poista neulaa pidikkeestä käytön jälkeen. Hävitä neula ja pidike yhtenä yksikkönä heittämällä ne yhdessä niiden hävittämiseen hyväksytyyn tartuntavaarallisten jäätteiden jäteastiaan. Jos tämän laitteen käytön yhteydessä ilmenee vakava avaruustilan, ilmoita asiasta Owen Mumford Limitedille ja paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tuotantoerän numero ja viimeinen käyttöpäivä

Tuotantoerä # ja viimeinen käyttöpäivä on merkitty pakkauksen sinettiin. Säilyvyys: 5 vuotta. Neulojen viimeinen käyttöpäivä on ilmoitettu kuukauden viimeinen päivä ilmoitettuna vuonna.