

Augentropfen-Applikation leicht gemacht

Die komfortable Art Augentropfen selbst anzuwenden

AutoDrop® und AutoSqueeze™ wurden als Eintropfhilfe und Dosierungshilfe für Augentropfen entwickelt und lösen gängige Probleme bei der Selbstmedikation

- AutoDrop® und AutoSqueeze™ können einzeln oder in Kombination angewendet werden
- Kein Verfehlen des Auges beim Eintropfen mehr
- Kein Blinzeln mehr während des Eintropfens
- AutoSqueeze™ erleichtert das Zusammendrücken der Flasche
- In Zusammenarbeit mit dem britischen Institut für Blinde entwickelt



AutoDrop® **AutoSqueeze™**

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.owen-mumford.de

Wir sind unter anderem nach folgenden Standards zertifiziert:

- Zertifizierung nach ISO 13485
- Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte
- CMDCAS 13485 (kanadische Gesundheitsbehörde)
- Umweltmanagementsysteme ISO 14001



1. Owen Mumford (2010) Autodrop Compatibility Testing, NPD_REP_0413 Issue: 1. UK.

© Copyright Owen Mumford GmbH 2018
AUTODROP/KB/GER0718/01

AutoDrop®

AutoSqueeze™



Eintropfhilfe für Augentropfen

Für viele Patienten ist die Applikation von Augentropfen eine Herausforderung. **AutoDrop®** wurde entwickelt um die Selbstverabreichung von Augentropfen so einfach wie möglich zu machen – ohne auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein.

AutoDrop® ist wiederverwendbar und bietet somit eine kosteneffektive und einfache Lösung der Selbstmedikation mit Augentropfen.

Cleveres Design verhindert das Blinzeln

Eine kleine Öffnung zieht den Blick des Patienten auf sich, während ein kleiner hervorstehender Rand das untere Augenlid fixiert und Blinzeln verhindert.



Kompatibilität mit vielen Augentropfen-Flaschen

AutoDrop® wurde mit einer Vielzahl von Augentropfen-Flaschen auf Kompatibilität getestet.¹

Wiederverwendbar und leicht zu reinigen.

Exakte Abgabe der gewünschten Dosis

Die Tülle ist exakt über dem Auge positioniert, um sicherzustellen, dass die Tropfen auf Anrieb genau in den Bindehautsack abgegeben werden.



Dosierungshilfe für Augentropfen

AutoSqueeze™ wurde entwickelt, um Menschen mit motorischen Einschränkungen bei der Anwendung von Augentropfen zu unterstützen und kann alleine oder in Kombination mit **AutoDrop®** verwendet werden.

Wiederverwendbar und leicht zu reinigen.



Ergonomischer Griff und zusätzliche Hebelwirkung

Die Flügel des AutoSqueezes™ bieten einen sicheren, ergonomischen Griff und erzeugen eine zusätzliche Hebelwirkung, um Augentropfen leichter dosieren zu können.

AutoSqueeze™ mit AutoDrop® kombinieren und exakt dosieren

Beide Hilfsmittel können unabhängig voneinander oder kombiniert angewendet werden. Mit AutoDrop® und AutoSqueeze™ wird dem Patienten die Therapietreue erleichtert, da nun

- kein Tropfen mehr daneben geht,
- das Blinzeln während der Medikamentenabgabe vermieden wird,
- und das Zusammendrücken der Flasche durch die zusätzliche Hebelwirkung mit AutoSqueeze™ erleichtert wird.

AutoDrop® und AutoSqueeze™ sind mit vielen gängigen 5 ml und 10 ml Augentropfen-Flaschen kompatibel. Hierbei spielt das enthaltene Medikament keine Rolle, jedoch aber das Flaschengewinde.

