

“ Il est clair que l'application de mon collyre dure deux fois moins de temps maintenant... dans le passé beaucoup de gouttes finissaient sur les paupières ou sur la joue ! ”

Utilisateur AutoDrop®



Ophthalmologie

AutoDrop® et AutoSqueeze™



**SIEGE PRINCIPAL  
VENTES & MARKETING INTERNATIONAL**

Owen Mumford Ltd  
Brook Hill, Woodstock  
Oxfordshire OX20 1TU, United Kingdom  
T : 01993 812021 F : 01993 813466  
E : info@owenmumford.co.uk

**RU / IRLANDE VENTES & MARKETING**

Owen Mumford Ltd  
Primsdown Industrial Estate  
Worcester Road, Chipping Norton  
Oxfordshire OX7 5XP, United Kingdom  
T : 01608 645555 F : 01608 646546  
W : www.medicalshop.co.uk  
E : info@owenmumford.co.uk

**AMERIQUE DU NORD**

T : 800-421-6936  
F : 770-977-2866  
E : info@owenmumfordinc.com

**FRANCE**

Owen Mumford  
5 rue de la Croix Blanche  
27950 SAINT MARCEL  
T : 02 32 51 88 70  
F : 02 32 21 96 95  
E : contact@owenmumford-fr.com

**ALLEMAGNE**

T : 06026/97750  
F : 06026/977529  
E : info@owen-mumford.de

**CHINE**

T : 021 6032 3528  
F : 021 6032 3782

[www.owenmumford.com](http://www.owenmumford.com)

**NOS ACCRÉDITATIONS :**

- ISO13485 Certification
- Medical Device Directive 93/42/EEC
- CMDCAS 13485 (Canadian Health Authority)
- Environmental Management Systems ISO14001



OP16000-LTMCC/LEH/0515/FR



Faciliter les traitements oculaires

**AutoDrop®**

Aide pour traitement  
oculaire...



**AutoSqueeze™**

...et le presse flacon



 OWEN MUMFORD

# AutoDrop®



Aide pour traitement oculaire

S'administrer des gouttes oculaires peut être un défi pour de nombreux patients jeunes ou âgés. **AutoDrop®** et **AutoSqueeze™** ont été développés pour rendre l'auto-traitement aussi facile que possible - en améliorant l'observance du patient et leur dépendance vis à vis des autres.

**AutoDrop®** et **AutoSqueeze™** sont réutilisables tout au long de la durée du traitement tout en apportant une solution efficace et une administration du collyre simple.

## Sa conception unique empêche le clignement des yeux.

Une ouverture de l'Autodrop attire le regard du patient loin de la goutte descendante, tandis qu'un petit rebord maintient la paupière inférieure vers le bas, empêchant le clignement et améliorant l'observance du patient.



## Compatibilité prouvée avec la plupart des flacons de collyre.

La compatibilité d'**AutoDrop®** a été testée avec des centaines de collyres. Pour disposer d'une liste plus complète et plus récente voir le site [owenmumford.com](http://owenmumford.com)

## Evite la contamination et l'infection croisée.

Le support de collyre est tenu bien loin de l'oeil à tout moment et le dispositif est facile à nettoyer.

## Délivre la goutte au bon endroit à chaque application.

Le rebord du dispositif est parfaitement positionné sur l'oeil pour s'assurer que les gouttes soient administrées successivement en un seul essai.

**AutoDrop®** et **AutoSqueeze™** ont été conçus pour s'affranchir des obstacles à l'observance du patient :

- Manquer l'oeil avec la goutte.
- Cligner de l'oeil lors de la délivrance.
- Difficulté pour presser le flacon lors de l'administration de la goutte.



Développé en partenariat avec l'Institut National pour les Aveugles.

# AutoSqueeze™

Combiner **AutoSqueeze™** et **AutoDrop®** pour faciliter la pression à exercer sur le flacon.



Beaucoup de patients utilisant des collyres ont d'autres pathologies qui affectent leur dextérité et leur capacité à manipuler des petits flacons. Les clips d'**AutoSqueeze™** permettent une prise en main ergonomique, sécurisée et un effet levier supplémentaire. Il peut être également utilisé avec **AutoDrop®** ou seul.

**AutoDrop®** est compatible avec un nombre de dispositifs de collyres sur le marché incluant cette liste ci-dessous :

NOM	FABRICANT	CONTENANCE
Chloromycetin® (Redidrops)	Goldshield	5ml, 10ml
Ciloxan®	Alcon®	5ml
Gentamicin	Roche	10ml
Golden Eye®	Typharm	10ml
Oftaquix®	Kestrel Ophthalmics	5ml
Alomide®	Alcon®	10ml
Betnesol®	UCB Pharma	10ml
Emadine®	Alcon®	5ml
Maxidex®	Alcon®	5ml, 10ml
Maxitrol®	Alcon®	5ml
Voltarol Optha®	Novartis	5ml

Compatibilité testée en Nov. 2006. Toutes les marques commerciales sont la propriété des entreprises citées.