

Autolet® Plus

Stechhilfe

Autolet® Plus ist eine Stechhilfe, die intuitiv anwendbar ist und entwickelt wurde, um dem Anwender eine bequeme und einfache Blutentnahme zu ermöglichen.

Einfach in der Anwendung

Autolet® Plus spannt sich während des Einführens der Lanzette und ist damit automatisch betriebsbereit.

Autolet® Plus hat besitzt einen einfachen Auslösemechanismus und ist dadurch einfach zu bedienen.

Variabel

Autolet® Plus bietet Anwendern die Möglichkeit, aus neun Tiefeneinstellungen zu wählen. Damit können sich Anwender sicher sein, die benötigte Blutprobe für die Blutzuckermessung zu erhalten.

Maximaler Komfort

Die einzigartigen punktförmigen Erhebungen der **Comfort Zone Technology®** überlagern den Schmerz und sorgen für ein angenehmeres Stecherlebnis.¹

NEU



DEUTSCHLAND

Owen Mumford GmbH
Alte Häge 1
63762 Großostheim
T: +49 (0)6026/97750
F: +49 (0)6026/977529
E: info@owen-mumford.de

HAUPTSITZ

Owen Mumford Ltd
Brook Hill, Woodstock
Oxfordshire OX20 1TU, United Kingdom
T: +44 (0)1993 812021
F: +44 (0)1993 813466
E: info@owenmumford.co.uk

UK/IRLAND

T: +44 (0)1608 645555
F: +44 (0)1608 646546
E: info@owenmumford.co.uk

FRANKREICH

T: +33 (0)2 32 51 88 70
F: +33 (0)2 32 21 96 95
E: contact@owenmumford-fr.com

NORDAMERIKA

T: +1 800-421-6936
F: +1 770-977-2866
E: info@owenmumfordinc.com

CHINA

T: +86 (0)21 6032 3528
F: +86 (0)21 6032 3782
E: info@owenmumford.co.uk

MALAYSIA

T: +60 (0)7 553 9617
E: my.info@owenmumford.com

MEXICO

T: +52 (55) 3733 8759
E: mx.info@owenmumford.com

www.owen-mumford.de

UNSERE AKKREDITIERUNGEN:

- ISO13485 Zertifizierung
- Medizinprodukte Direktive 93/42/EEC
- CMDCAS 13485 (Kanad. Gesundheitsbehörde)
- Umwelt Management System ISO14001



Komfortable und intuitive Selbstkontrolle¹



Autolet®

Stechhilfen



Unilet®

Lanzetten



© Copyright Owen Mumford 2015
AT/AUTO-UNI-RNG-HGR-LT/MCC/GER/0917/00

www.owen-mumford.de

Autolet® impression

Stechhilfe

Autolet® Impression ist eine fortschrittliche Stechhilfe, die bei der Blutentnahme ein Maximum an Komfort und Kontrolle bietet

Exakte Anpassung für eine persönlich zugeschnittene Blutentnahme.

Um einen optimalen Blutfluss und Komfort zu erzielen, bietet **Autolet® Impression** 21 Einstellungsmöglichkeiten, die Anwendern eine persönlich auf sie angepasste Blutentnahme ermöglicht. Sieben Tiefen- und drei Federkrafteinstellungen erlauben eine präzise Einstellung der Stechhilfe für alle Hauttypen und unterschiedliche Tests.



Maximaler Komfort


Comfort Zone Technology®

Wenn die Lanzette auf die Haut gedrückt wird, bewirken acht punktförmige Erhebungen die Stimulation der Nervenendigungen. Dies geschieht, indem ein starkes Signal des Komforts an das Gehirn gesendet wird – was das Schmerzsignal während des Stechens überlagert.



Klinischer Beweis¹

Eine klinische Studie zeigte, dass die **Comfort Zone Technology® (CZT®)** den während einer Blutentnahme empfundenen Schmerz im Vergleich zu Lanzetten ohne **Comfort Zone Technology®** erheblich verringert.



Unilet®

Einmal-Lanzetten

Owen Mumford hat mit **Unilet® Excelite** und **Unilet® ComforTouch™** zwei Varianten an Einmal-Lanzetten im Portfolio. Das Angebot an unterschiedlichen Lanzetten-Designs und Nadelspezifikationen ermöglicht es dem Anwender, die für seine Bedürfnisse am besten geeignete Lanzette zu wählen. Beide Lanzetten sind mit den gängigsten Stechhilfen für die Kapillarblutentnahme kompatibel!

Unilet® Excelite

Komfort.

Die **Unilet® Excelite** Lanzette sorgt für eine angenehme Kapillarblutentnahme ohne Kompromisse bei der Blutmenge.⁴



Kompatibilität.

Die **Unilet® Excelite** Lanzette passt in die meisten Stechhilfen zur Kapillarblutentnahme. Dadurch können Sie die Lanzette wählen, die Ihre Bedürfnisse am Besten erfüllt.^{3, 5}


Unilet® Excelite Varianten

Produkt	Gauge	Beschreibung	PZN: (100 Stk./Box)
Unilet® Excelite	28G	Sicheres und angenehmes Testen	10353194 (100 Stk./Box)
Unilet® Excelite	23G	Sicheres und angenehmes Testen	10353188 (100 Stk./Box)

Unilet® ComforTouch™

Dreifach geschliffen.

Die **Unilet® ComforTouch™** Lanzetten verfügen über dreifach geschliffene Nadelspitzen aus Stahl für maximalen Komfort.



Bequem und sicher.

Der Anwender kann die Nadel nach Gebrauch wieder mit der Schutzkappe versehen, um sie vor der Entsorgung bequem und sicher zu lagern und Verletzungen zu vermeiden.

Kompatibilität.

Die **Unilet® ComforTouch™** Lanzette passt in die meisten Stechhilfen zur Kapillarblutentnahme.^{3, 6}

Höchste Qualität durch 100% Kontrolle der Nadeln.

Jede **Unilet® ComforTouch™** Lanzette wird einzeln kontrolliert, um höchstmögliche Qualitätsstandards zu gewährleisten.

Unilet® ComforTouch™ Varianten

Produkt	Gauge	Beschreibung	PZN: (200 Stk./Box)
Unilet® ComforTouch™	28G	Dünne Lanzette mit wieder-aufsetzbarer Schutzkappe	00749100 (200 Stk./Box)
Unilet® ComforTouch™	23G	Standard-Lanzette mit wieder-aufsetzbarer Schutzkappe	10353171 (200 Stk./Box) (in Vorbereitung)

¹ Dewland, P and Edwards, C. (2007) A single-blind, randomised, 8-way crossover study to compare the blood volume and pain perception of capillary blood sampling. UK. ² Owen Mumford. (2015) User Evaluation Report 15-011. UK. ³ Except Roche Multiclix and Softclix Plus, LifeScan OneTouch Delica, Nipro TrueDraw. ⁴ Owen Mumford (2014) User Evaluation Report 14/002 and 14/004. UK. ⁵ Owen Mumford (2014) Unilet Excelite LCR. UK. ⁶ Owen Mumford (2015) LCR DWR000127. UK.