








Unifine[®] Pentips[®] Plus



DANSK:

Alt-i-en nål og fjerner. Brugervejledning.

Skub altid brugte penkanyler LIGE ned i kanylebeholderen, og hold på den riflede del (a) ved bortskaffelsen.

Ret ind lige med pennen ved montering.

Kun til brug på en patient. Kun til brug til selvadministreret injektion. Passer til alle førende mærker inden for injektionspenne*. Må ikke anvendes, hvis den beskyttende forsegling er beskadiget. Genbrug af disse enheder til engangsbrug vil påvirke deres sikkerhed, ydeevne og effektivitet, og vil udsætte brugere for unødige risici. Må ikke genbruges, da dette kan medføre infektioner og manglende funktion. Hvis der opstår en alvorlig hændelse ved brug af denne enhed, skal du rapportere til det Owen Mumford Limited og din lokale kompetente myndighed.

*Latest compatibility visit: [owenmumford.com/compatibility](https://www.owenmumford.com/compatibility)

Owen Mumford: Autopen[®] Classic, Autopen[®] 24; **AstraZeneca:** Byetta[®]; **Biocon:** INSUPen Pro[®]; **Eli Lilly:** FORTEO[®], HumaPen LUXURA[®] HD, HumaPen SAVVIO[™], KwikPen[™]; **Novo Nordisk:** FlexPen[®], FlexTouch[®], NovoPen[®] 5, NovoPen Echo[®], Victoza[®]; **Sanofi:** AllStar[™], ClickSTAR[®], Lyxumia[®], SoloStar[®]



SUOMI:

Kaikki yhdessä -kynäneula ja poistaja. Käyttöohjeet.

Asenna kynän käytetty neula hävityskammioon aina SUORAAN alaspäin ja pitele kiinni uurretusta osasta (a) hävittäessäsi tuotetta.

Kiinnitä kohdistamalla suoraan injektioikynään.

Vain yhden potilaan käyttöön. Vain omatoimiseen pistoskäyttöön. Sopii kaikkiin yleisimpiin injektioikynämerkkeihin*. Ei saa käyttää, jos suojasinetti on vahingoittunut. Näiden kertakäyttöisten laitteiden käyttäminen uudelleen vaikuttaa turvallisuuteen, toimintaan ja tehoon sekä aiheuttaa käyttäjille tarpeettomia riskejä. Älä käytä uudelleen. Uudelleenkäyttö saattaa aiheuttaa infektioita ja toimintahäiriöitä.

Jos tämän laitteen käytössä ilmenee vakava häiriö, ilmoita asiasta Owen Mumford Limitedille ja paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

NORSK:

Alt-i-ett pennenål og fjerner. Bruksanvisning

Plasser alltid den brukte kanylen RETT ned i deponeringskammeret og hold i den riflete delen (a) når den kastes.

Hold den rett i forhold til pennen ved påsetting.

Beregnet for bruk på én pasient. Kun for selvadministrert injisering. Passer alle kjent merker av injeksjonspenner*. Må ikke brukes hvis forseglingen er skadet. Gjenbruk av disse enhetene til engangsbruk vil innvirke på sikkerhet, ytelse og effektivitet og vil utsette brukerne for unødig risiko. Nålen må ikke gjenbrukes da dette kan føre til infeksjoner og at den ikke fungerer.

Hvis det oppstår en alvorlig hendelsen ved bruk av denne enheten, må du rapportere dette til Owen Mumford Limited og ditt lokale relevante myndighetsorgan.

SVENSKA:

Pennenål med nål og fjerner i ett. Bruksanvisning

För alltid en använd pennål absolut den använda pennkanylen RAKT ner i avfallsbehållaren och håll i den räfflade delen (a) när den kasseras.

Rikta in med pennan vid anslutning.

Får endast användas på en patient. Endast för självadministrerad injektion. Passar samtliga vanligt förekommande injektionspennor*. Använd inte om skyddsförseglingen är skadad. Återanvändning av dessa engångsprodukter påverkar deras säkerhet såväl som prestanda och effektivitet, och innebär onödiga risker för användaren. Återanvänd ej, eftersom det kan leda till infektioner och malfunction.

Om någon allvarlig incident inträffar vid användning av denna produkt, rapportera det till Owen Mumford Limited och din lokala behöriga myndighet.

РУССКИЙ:

Одновременно – игла и приспособление для снятия. Инструкции по применению.

Всегда вставляйте использованную иглу шприц-ручки ПРЯМО в утилизационный отсек, и когда выбрасываете ее, беритесь за ребристую поверхность (a).

При подсоединении обеспечивайте соосность с ручкой.

Для использования только у одного пациента. Предназначена только для самостоятельного проведения инъекций. Подходит для всех основных марок шприц-ручек*. Не использовать, если нарушена герметичность защитной мембраны. Повторное использование этих одноразовых устройств неблагоприятно повлияет на их безопасность, характеристики работы и эффективность, а также подвергнет пользователей ненужному риску.

В случае возникновения серьезного инцидента при использовании данного устройства сообщите о нем в компанию Owen Mumford Limited и местный компетентный орган.

Unifine[®]
Pentips[®] Plus



4mm33G 0.23mm REF 100: AN3648

4mm 32G 0.23mm REF 100: AN3740

5mm 31G 0.25mm REF 100: AN3750

5mm 30G 0.30mm REF 100: 001959

6mm 31G 0.25mm REF 100: AN3790

8mm 31G 0.25mm REF 100: AN3730

12mm 29G 0.33mm REF 100: AN3729

Unifine[®] and Pentips[®] are registered trademarks of Owen Mumford Ltd. All trademarks belong to named companies.

OWEN MUMFORD

HEAD OFFICE
Owen Mumford Ltd.,
Brook Hill, Woodstock,
Oxfordshire OX20 1TU,
United Kingdom
T : +44 (0)1993 812021
E : info@owenmumford.com

EC REP GERMANY
Owen Mumford GmbH,
Alte Häge 1, 63762 Großostheim,
Germany
T : +49 (0)6026/97750
E : de.info@owenmumford.com

UK AND IRELAND
T : +44 (0)1608 645555
E : customerserviceuk@owenmumford.com

USA
T : +1 800-421-6936
E : us.info@owenmumford.com

FRANCE
T : +33 (0)2 32 51 88 70
E : contact@owenmumford.com

MALAYSIA
T : +60 (0)7 553 9617
E : my.info@owenmumford.com

REST OF WORLD
T : +44 (0)1993 812021
E : info@owenmumford.com

owenmumford.com
Pat. owenmumford.com/ip
owenmumford.com/symbol-glossary

CH REP Freyr Life Sciences GmbH,
Bahnhofplatz, CH-6300 Zug,
Switzerland

UK CA 0120 16 39 CE MD STERILE R ISO 11608-2

Certified Corporation

© Copyright Owen Mumford 2024. Latest revision date is February 2024. UPP-EPJLNTLS2MCC0224/01