

95mm

FOLD

95mm

FOLD

95mm

FOLD

95mm

FOLD





95mm

FOLD

95mm

# Unifine<sup>®</sup> Syringes

Syringe • Seringue • Spritze • Jeringa • Siringa • Spuit •  
Spruta • Sprøjte • Sprøyte • Ruisku • المحقنة



Symbol and Mark Key	
	Non-pyrogenic / Non pyrogène / Pyrogenfrei / No pirogénicas / Apirogeno / Niet-pyrogen / Ikke-pyrogen / Ikke-pyrogen / Pyrogeeniton / غير مسبب للحمى
	Do not use if unit package is opened or damaged / Ne pas utiliser si l'emballage de l'unité est ouvert ou endommagé / Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist / No utilizar si el embalaje de la unidad está abierto o dañado / Non usare se la confezione è aperta o danneggiata / Niet gebruiken als de verpakking geopend of beschadigd is / Får ej användas om enhetsförpackningen är öppnad eller skadad / Brug ikke enheden, hvis pakken er åbnet eller beskadiget / Må ikke brukes dersom enhetsemballasjen er åpnet eller skadet / Ei saa käyttöä, jos yksikköpakkaus on auki tai vaurioitunut / لا تستخدم الوحدة في حال فتح العبوة أو تلفها
	Sterilized by Ethylene Oxide / Stérilisé à l'oxyde d'éthylène / Sterilisiert mit Ethylenoxid / Esterilizadas por óxido de etileno / Sterilizzato con ossido di etilene / Gesteriliseerd met ethyleenoxide / Steriliserad med etylenoxid / Steriliseret med ætylenoxid / Steriliseret med etylenoksid / Eteenioksidisterilointi / مُعقم بأكسيد الإيثيلين
	Caution / Attention / Vorsicht / Precaución / Attenzione / Let op / Försiktighet / Forsigtig / Forsiktighet / Varoitus / تنبيه
	Single Use / Usage unique / Einmaliger Gebrauch / De un solo uso / Monouso / Eenmalig gebruik / Endast för engångsbruk / Engangsbruk / Engangsbruk / Kertakäyttöinen / للاستخدام مرة واحدة فقط
	Not made with natural rubber latex / Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel / Nicht mit Naturkautschuk hergestellt / Fabricado sin látex de caucho natural / Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel / Niet gemaakt met natuurlijk rubberlatex / Ej tillverkad av naturgummilátex / Ikke fremstillet med naturlig gummilátex / Ikke laget av naturgummilátex / Ei sisällä luonnonkumilátexia / غير مصنوع من مطاط اللاتكس الطبيعي
	Medical Device / Dispositif médical / Medizinprodukt / Producto sanitario / Dispositivo medico / Medisch hulpmiddel / Medicinteknisk anordning / Medicinsk udstyr / Medisinsk enhet / Lääkinnällinen laite / جهاز طبي
	Keep Away from Sunlight / Garder à l'abri de la lumière du soleil / Vor Sonnenlicht schützen / Mantener alejadas de la luz solar / Tenere al riparo dalla luce del sole / Uit de buurt van zonlicht houden / Skyddas från solljus / Må ikke udsættes for sollys / Hold unna sollys / Suojattava auringonvalolta / حافظ على وجود المنتج بعيداً عن أشعة الشمس

Symbol and Mark Key	
	Keep Dry / Garder à l'abri de l'humidité / Vor Nässe schützen / Mantener seco / Mantener asciutto / Droog houden / Håll dig torr / Opbevaes tørt / Hold tørt / Suojattava kosteudelta / حافظ على جفاف المنتج
	Non-Toxic / Non toxique / Nicht toxisch / No tóxico / Non tossico / Niet giftig / Gifvri / Ikke-toksisk / Ikke giftig / Myrkytön / غير سام
	Consult Instruction for Use / Consultez le mode d'emploi / Gebrauchsanweisung beachten / Consultar las instrucciones de uso / Consultare le istruzioni per l'uso / Lees de gebruiksinstructies / Se bruksanvisningen / Se bruksanvisning / Les bruksanvisningen / Katso käyttöohje / راجع تعليمات الاستخدام
	Batch Number / Numéro de lot / Chargennummer / Número de lote / Lotto n. / Batchnummer / Satsnummer / رقم الدفعة
	Date of Manufacture / Date de fabrication / Herstellungsdatum / Fecha de fabricación / Data di produzione / Productiedatum / Tillverkningsdatum / Fremstillingsdato / Tilvirkningsdato / Valmistuspäivä / تاريخ التصنيع
	Manufacturer / Fabricant / Hersteller / Fabricante / Produttore / Fabrikant / Tillverkare / Producent / Produsent / Valmistaja / الشركة المُصنَّعة
	Use by Date / Date de péremption / Verfallsdatum / Fecha de caducidad / Utilizzare entro / Vervaldatum / Utgångsdatum / Sidste anvendelsesdato / Bruk innen dato / Viimeinen käyttöpäivä / تاريخ الصلاحية
	EU Authorized Representative / Représentant autorisé dans l'UE / Bevollmächtigter Vertreter in der EU / Representante autorizado de la UE / Rappresentante autorizzato UE / Gemachtigd vertegenwoordiger van de EU / Auktoriserad EU-representant / Autoriseret repræsentant i EU / Autorisert representant i EU / Valtuutettu edustaja EU:n alueella / (EU) الممثل المعتمد في الاتحاد الأوروبي
	Prescription Only / Uniquement sur ordonnance / Verschreibungspflichtig / Solo con prescripción / Solo su prescrizione medica / Alleen op voorschrift / Endast på ordination / Receptpligtig / Reseptbelagt / Vain lääkäriin määräksestä / بوصفة طبية فقط
	European Conformity / Conformité européenne / Europäische Konformität / Conformidad europea / Conformità europea / Europeise conformiteit / Europeisk konformitet / Europæisk overensstemmelse / Europeisk konformitet / EU-vaatimustenmukaisuus / المطابقة الأوروبية

570mm


280mm

Manufactured by  
**Yangzhou Medline Industry Co., Ltd.**  
No. 108 Jinshan Road, Economic Development Zone,  
Yangzhou 225009 Jiangsu, China

Manufactured for  
**Owen Mumford Ltd.**  
Brook Hill, Woodstock, Oxfordshire OX20 1TU, United Kingdom  
T : +44 (0)1993 812021 E : info@owenmumford.com

owenmumford.com  
Pat. owenmumford.com/ip  
owenmumford.com/symbol-glossary

Shanghai International Holding Corp.  
GmbH (Europe), Eiffelstraße 80,  
20537 Hamburg, Germany



Latest revision date is August 2023  
P005614A1/01

95mm

FOLD

95mm

FOLD

95mm

FOLD

95mm

FOLD

95mm

FOLD

95mm

**ENGLISH:****Exercise caution when using needles and syringes.****Caution (Luer Slip Tip)**

Not designed for use in syringe pumps. Do not use if individual package or product has been damaged or contaminated. Do not use for high pressure injection of contrast media. Reuse may lead to infection or other illness/injury. Do not resterilize. Pharmaceutical products prepared into these syringes should be administered as soon as possible. Do not store at extreme temperature and humidity, avoid direct sunlight. Discard in approved sharps collector after single use.

**Caution (Luer Lock Tip)**

Not designed for use in syringe pumps. Not for oral use. Intraocular use is not Validated by Owen Mumford. Do not use if individual package or product has been damaged or contaminated. Do not use for high pressure injection of contrast media. Reuse may lead to infection or other illness/injury. Do not resterilize. Pharmaceutical products prepared into these syringes should be administered as soon as possible. Do not store at extreme temperature and humidity, avoid direct sunlight. Discard in approved sharps collector after single use.

**Production Batch No. and Expiration Date**

Production batch # and expiry date on the seal of package.  
Shelf life: 5 years.

**SVENSKA:****Var försiktig när du använder nålar och sprutor.****Försiktighet (Luer Slip-spets)**

Inte avsedd för användning i sprutpumpar. Använd inte om förpackningen eller produkten har skadats eller förorenats. Använd inte för högttrycksinjektion av kontrastmedel. Återanvändning kan leda till infektion eller annan sjukdom/skada. Sterilisera inte om. Läkemedel som har beretts i dessa sprutor ska administreras så snart som möjligt. Förvara den inte vid extrema temperaturer och fuktighet, undvik direkt solljus. Släng den i en godkänd behållare för vassa föremål efter engångsanvändning.

**Försiktighet (Luer Lock-spets)**

Inte avsedd för användning i sprutpumpar. Inte för oral användning. Intraokulärt bruk är inte validerat av Owen Mumford. Använd inte om förpackningen eller produkten har skadats eller förorenats. Använd inte för högttrycksinjektion av kontrastmedel. Återanvändning kan leda till infektion eller annan sjukdom/skada. Sterilisera inte om. Läkemedel som har beretts i dessa sprutor ska administreras så snart som möjligt. Förvara den inte vid extrema temperaturer och fuktighet, undvik direkt solljus. Släng den i en godkänd behållare för vassa föremål efter engångsanvändning.

**Produktionssatsnummer och utgångsdatum**

Produktionssatsnummer och utgångsdatum på förpackningens försegling.  
Hållbarhet: 5 år.

**FRANÇAIS :****Faire preuve de prudence lors de l'utilisation d'aiguilles et de seringues.****Attention (embout Luer)**

Non conçu pour être utilisé dans les pousse-seringues. Ne pas utiliser si l'emballage individuel ou le produit a été endommagé ou contaminé. Ne pas utiliser pour l'injection à haute pression de produits de contraste. La réutilisation peut entraîner une infection ou d'autres maladies/blessures. Ne pas restériliser. Les produits pharmaceutiques préparés dans ces seringues doivent être administrés dès que possible. Ne pas stocker dans des conditions de température et d'humidité extrêmes, éviter la lumière directe du soleil. Éliminer le dispositif dans un collecteur de déchets agréé après usage unique.

**Attention (embout Luer Lock)**

Non conçu pour être utilisé dans les pousse-seringues Non destiné à un usage oral. L'utilisation intraoculaire n'est pas validée par Owen Mumford. Ne pas utiliser si l'emballage individuel ou le produit a été endommagé ou contaminé. Ne pas utiliser pour l'injection à haute pression de produits de contraste. La réutilisation peut entraîner une infection ou d'autres maladies/blessures. Ne pas restériliser. Les produits pharmaceutiques préparés dans ces seringues doivent être administrés dès que possible. Ne pas stocker dans des conditions de température et d'humidité extrêmes, éviter la lumière directe du soleil. Éliminer le dispositif dans un collecteur de déchets agréé après usage unique.

**Numéro de lot de fabrication et date d'expiration**

Numéro de lot de fabrication et date de péremption sur l'opercule de l'emballage.  
Durée de validité : 5 ans.

**DANSK:****Wees voorzichtig met naalden en spuiten.****Let op (Luer-slip-tip)**

Niet bedoeld voor gebruik in spuitpompen. Niet gebruiken als de individuele verpakking of het product beschadigd of verontreinigd is. Niet gebruiken voor injectie van contrastmiddelen onder hoge druk. Hergebruik kan leiden tot infectie of andere ziektes/letsel. Niet opnieuw steriliseren. De in deze spuiten bereide geneesmiddelen moeten zo spoedig mogelijk worden toegediend. Niet bewaren bij extreme temperatuur en vochtigheid. Direct zonlicht vermijden. Na eenmalig gebruik weggoeien in een goedgekeurde opvangbak voor scherpe voorwerpen.

**Let op (Luer-lock-tip)**

Niet bedoeld voor gebruik in spuitpompen. Niet voor oraal gebruik. Intra-oculair gebruik is niet gevalideerd door Owen Mumford. Niet gebruiken als de individuele verpakking of het product beschadigd of verontreinigd is. Niet gebruiken voor injectie van contrastmiddelen onder hoge druk. Hergebruik kan leiden tot infectie of andere ziektes/letsel. Niet opnieuw steriliseren. De in deze spuiten bereide geneesmiddelen moeten zo spoedig mogelijk worden toegediend. Niet bewaren bij extreme temperatuur en vochtigheid. Direct zonlicht vermijden. Na eenmalig gebruik weggoeien in een goedgekeurde opvangbak voor scherpe voorwerpen.

**Productiebatchnr. en vervaldatum**

Productiebatchnr. en vervaldatum op het zegel van de verpakking.  
Houdbaarheid: 5 jaar.

**DEUTSCH:****Vorsicht bei der Verwendung von Nadeln und Spritzen.****Vorsicht (Luer-Slip-Spitze)**

Nicht für die Verwendung in Spritzenpumpen geeignet. Nicht verwenden, wenn die Einzelverpackung oder das Produkt beschädigt oder verunreinigt ist. Nicht für die Hochdruckinjektion von Kontrastmitteln verwenden. Wiederverwendung kann zu Infektionen oder anderen Krankheiten/Verletzungen führen. Nicht erneut sterilisieren. Die in diesen Spritzen vorbereiteten Arzneimittel sollten so schnell wie möglich verabreicht werden. Nicht bei extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit lagern und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Nach einmaligem Gebrauch in einem zugelassenen Sammelbehälter für spitze Gegenstände entsorgen.

**Vorsicht (Luer-Lock-Spitze)**

Nicht für die Verwendung in Spritzenpumpen geeignet. Nicht für orale Anwendung. Die intraokulare Anwendung wird von Owen Mumford nicht validiert. Nicht verwenden, wenn die Einzelverpackung oder das Produkt beschädigt oder verunreinigt ist. Nicht für die Hochdruckinjektion von Kontrastmitteln verwenden. Wiederverwendung kann zu Infektionen oder anderen Krankheiten/Verletzungen führen. Nicht erneut sterilisieren. Die in diesen Spritzen vorbereiteten Arzneimittel sollten so schnell wie möglich verabreicht werden. Nicht bei extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit lagern und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Nach einmaligem Gebrauch in einem zugelassenen Sammelbehälter für spitze Gegenstände entsorgen.

**Produktionschargen-Nr. und Verfallsdatum**

Produktionschargen-Nr. und Verfallsdatum auf Siegel auf der Verpackung.  
Haltbarkeitsdauer: 5 Jahre.

**NORSK:****Vær forsiktig når du bruker kanyler og sprøyter.****Forsiktig (Luer Slip-spiss)**

Ikke beregnet for bruk i sprøytepumper. Skal ikke brukes hvis enkeltpakninger eller -produkter er skadet eller kontaminert. Må ikke brukes til høytrykksinjeksjon av kontrastmidler. Gjenbruk kan føre til infeksjon og annen sykdom/skade. Ikke steriliser på nytt. Legemidler som er tilberedt i disse sprøytene, bør injiseres så snart som mulig. Må ikke oppbevares ved ekstrem temperatur og fuktighet. Unngå direkte sollys. Kastes i godkjent beholder for skarpe gjenstander etter engangsbruk.

**Forsiktig (Luer Lock-spiss)**

Ikke beregnet for bruk i sprøytepumper. Ikke til oral bruk. Intraokulær bruk er ikke validert av Owen Mumford. Skal ikke brukes hvis enkeltpakninger eller -produkter er skadet eller kontaminert. Må ikke brukes til høytrykksinjeksjon av kontrastmidler. Gjenbruk kan føre til infeksjon og annen sykdom/skade. Ikke steriliser på nytt. Legemidler som er tilberedt i disse sprøytene, bør injiseres så snart som mulig. Må ikke oppbevares ved ekstrem temperatur og fuktighet. Unngå direkte sollys. Kastes i godkjent beholder for skarpe gjenstander etter engangsbruk.

**Produktets batchnummer og utløpsdato**

Produktionsbatchnummer og utløpsdato på pakningens forsegling.  
Holdbarhet: 5 år.

**ESPAÑOL:****Tenga cuidado al utilizar agujas y jeringas.****Precaución (punta Luer Slip)**

No diseñadas para su uso en bombas de jeringa. No las utilice si el embalaje individual o el producto está dañado o contaminado. No las utilice para inyección a alta presión de medios de contraste. Su reutilización puede provocar infecciones u otras enfermedades/lesiones. No las reesterilice. Los productos farmacéuticos preparados en estas jeringas se deben administrar lo antes posible. No las almacene a temperatura y humedad extremas, y evite la luz solar directa. No las almacene en un contenedor de objetos punzantes homologado después de un solo uso.

**Precaución (punta Luer Lock)**

No diseñadas para su uso en bombas de jeringa. No aptas para uso oral. El uso intraocular no está validado por Owen Mumford. No las utilice si el embalaje individual o el producto está dañado o contaminado. No las utilice para inyección a alta presión de medios de contraste. Su reutilización puede provocar infecciones u otras enfermedades/lesiones. No las reesterilice. Los productos farmacéuticos preparados en estas jeringas se deben administrar lo antes posible. No las almacene a temperatura y humedad extremas, y evite la luz solar directa. Deséchelas en un contenedor de objetos punzantes homologado después de un solo uso.

**Número de lote de producción y fecha de caducidad**

Número de lote de producción y fecha de caducidad en el sello del envase.  
Vida útil: 5 años.

**SUOMI:****Ole varovainen käyttäessäsi neuloja ja ruiskuja.****Varoitus (Luer Slip -kätki)**

Ei ole tarkoitettu käytettäväksi ruiskupumpuissa. Älä käytä, jos yksittäispakkaus tai tuote on vahingoittunut tai kontaminoitunut. Ei saa käyttää varjoaineen korkeapaineseen injektointiin. Uudelleenkäyttö voi johtaa infekioon tai muuhun sairauteen/vammaan. Älä steriloï uudelleen. Näihin ruiskuihin valmistellut lääkevalmisteeet on annettava mahdollisimman pian. Älä säilytä ääriämpötilassa ja -kosteudessa, vältä suoraa auringonvaloa. Heitä hyväksyttyn terävien instrumenttien roska-astiaan kertakäytön jälkeen.

**Varoitus (Luer Lock -kätki)**

Ei ole tarkoitettu käytettäväksi ruiskupumpuissa. Ei saa käyttää suussa. Owen Mumford ei ole vahvistanut silmänsäisistä käyttöä. Älä käytä, jos yksittäispakkaus tai tuote on vahingoittunut tai kontaminoitunut. Ei saa käyttää varjoaineen korkeapaineseen injektointiin. Uudelleenkäyttö voi johtaa infekioon tai muuhun sairauteen/vammaan. Älä steriloï uudelleen. Näihin ruiskuihin valmistellut lääkevalmisteeet on annettava mahdollisimman pian. Älä säilytä ääriämpötilassa ja -kosteudessa, vältä suoraa auringonvaloa. Heitä hyväksyttyn terävien instrumenttien roska-astiaan kertakäytön jälkeen.

**Tuotantoerän numero ja viimeinen käyttöpäivä**

Tuotantoerän numero ja viimeinen käyttöpäivä on merkitty pakkauksen sinettiin.  
Säilyvyys: 5 vuotta.

**ITALIANO:****Usare con cautela aghi e siringhe.****Attenzione (punta Luer slip)**

Non è progettato per l'uso in pompe a siringa. Non utilizzare se la confezione o il prodotto sono stati danneggiati o contaminati. Non utilizzare per l'iniezione ad alta pressione di mezzi di contrasto. Il riutilizzo può provocare infezioni o altre malattie/lesioni. Non resterilizzare. I prodotti farmaceutici preparati in queste siringhe devono essere somministrati il prima possibile. Non conservare a temperature e umidità estreme, evitare la luce solare diretta. Gettare nel raccoglitore di oggetti taglienti approvato dopo un singolo utilizzo.

**Attenzione (punta Luer Lock)**

Non è progettato per l'uso in pompe a siringa. Non per uso orale. L'uso intraoculare non è convalidato da Owen Mumford. Non utilizzare se la confezione o il prodotto sono stati danneggiati o contaminati. Non utilizzare per l'iniezione ad alta pressione di mezzi di contrasto. Il riutilizzo può provocare infezioni o altre malattie/lesioni. Non resterilizzare. I prodotti farmaceutici preparati in queste siringhe devono essere somministrati il prima possibile. Non conservare a temperature e umidità estreme, evitare la luce solare diretta. Gettare nel raccoglitore di oggetti taglienti approvato dopo un singolo utilizzo.

**Numero di lotto di produzione e data di scadenza**

N. di lotto di produzione e data di scadenza sul sigillo della confezione.  
Durata del prodotto: 5 anni.

**عربي****توجَّ الحذر عند استخدام الإبر والمحاقن.****تنبیه (طرف منزلق لور)**

غير مصمم للاستخدام في مضخات المحاقن. لا تستخدمه إذا تعرَّضت العبوة الفردية أو المنتج للتلف أو التلوث. لا تستخدمه لحقن وسائط التباين بالضغط العالي. قد تؤدي إعادة الاستخدام إلى التعرض للعدوى أو مرض/إصابة أخرى. لا تُعد تعقيمه. يجب إعطاء المنتجات الصيدلانية التي تم تحضيرها في هذه المحاقن في أسرع وقت ممكن. لا تحزَّنه في درجتي حرارة ورطوبة شديديتين، وتجنب أشعة الشمس المباشرة. تخلص منه في أداة تجميع الأدوات الحادة المعتمدة بعد الاستخدام مرة واحدة.

**تنبیه (طرف قفل لور)**

غير مصمم للاستخدام في مضخات المحاقن. غير مخصص للاستخدام عن طريق الفم. لم تتحقق Owen Mumford من مناسبة الاستخدام داخل العين. لا تستخدمه إذا تعرَّضت العبوة الفردية أو المنتج للتلف أو التلوث. لا تستخدمه لحقن وسائط التباين بالضغط العالي. قد تؤدي إعادة الاستخدام إلى التعرض للعدوى أو مرض/إصابة أخرى. لا تُعد تعقيمه. يجب إعطاء المنتجات الصيدلانية التي تم تحضيرها في هذه المحاقن في أسرع وقت ممكن. لا تحزَّنه في درجتي حرارة ورطوبة شديديتين، وتجنب أشعة الشمس المباشرة. تخلص منه في أداة تجميع الأدوات الحادة المعتمدة بعد الاستخدام مرة واحدة.

**رقم دفعة الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية**

رقم دفعة الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية على غلاف العبوة.  
مدة الصلاحية: 5 سنوات.

**NEDERLANDS:****Wees voorzichtig met naalden en spuiten.****Let op (Luer-slip-tip)**

Niet bedoeld voor gebruik in spuitpompen. Niet gebruiken als de individuele verpakking of het product beschadigd of verontreinigd is. Niet gebruiken voor injectie van contrastmiddelen onder hoge druk. Hergebruik kan leiden tot infectie of andere ziektes/letsel. Niet opnieuw steriliseren. De in deze spuiten bereide geneesmiddelen moeten zo spoedig mogelijk worden toegediend. Niet bewaren bij extreme temperatuur en vochtigheid. Direct zonlicht vermijden. Na eenmalig gebruik weggoeien in een goedgekeurde opvangbak voor scherpe voorwerpen.

**Let op (Luer-lock-tip)**

Niet bedoeld voor gebruik in spuitpompen. Niet voor oraal gebruik. Intra-oculair gebruik is niet gevalideerd door Owen Mumford. Niet gebruiken als de individuele verpakking of het product beschadigd of verontreinigd is. Niet gebruiken voor injectie van contrastmiddelen onder hoge druk. Hergebruik kan leiden tot infectie of andere ziektes/letsel. Niet opnieuw steriliseren. De in deze spuiten bereide geneesmiddelen moeten zo spoedig mogelijk worden toegediend. Niet bewaren bij extreme temperatuur en vochtigheid. Direct zonlicht vermijden. Na eenmalig gebruik weggoeien in een goedgekeurde opvangbak voor scherpe voorwerpen.

**Productiebatchnr. en vervaldatum**

Productiebatchnr. en vervaldatum op het zegel van de verpakking.  
Houdbaarheid: 5 jaar.

570mm