

- Non médicamenteuse
- Non invasive
- Érection obtenue en quelques minutes<sup>1</sup>

Une solution non  
médicamenteuse  
efficace

## Rapport™

Pour de plus amples informations,  
veuillez consulter notre site Web : [owenmumford.com](http://owenmumford.com)

### Nos accréditations incluent :

- La Certification ISO13485
- La Directive des Dispositifs Médicaux 93/42/EEC
- CMDCAS 13485 (Autorité de Santé Canadienne)
- Le Système de Gestion de l'Environnement ISO14001




Le système Rapport Classic  
est disponible sur le site : [www.senea.fr](http://www.senea.fr)

Une question, besoin d'aide : **03 45 83 60 68**

<sup>1</sup> Yuan, J., Hoang, A., Romero, C., Lin, H., Dai, Y. and Wang, R. (2010). Vacuum therapy in erectile dysfunction—science and clinical evidence. International Journal of Impotence Research, 22(4), pp.211-219.

Rapport™ Classic est un dispositif médical de classe 1 distribué par Owen Mumford – CE n° GB19/964726 et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme certifié SGS Belgium NV (1639). Il est destiné aux personnes souffrant de troubles de l'érection en auto-traitement. Lire attentivement la notice. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE. Pour toutes questions consulter votre médecin.

© Copyright Owen Mumford 2021  
RAPPORT/GL/LT/MCC/0521/02



**Rapport™**

# Rapport™

Traitement non médicamenteux pour la dysfonction érectile

Les pompes à vide Rapport™ ont été conçues pour des traitements simples et efficaces des troubles de l'érection. Les avantages de l'utilisation de Rapport sont :

- Une thérapie non médicamenteuse, qui peut être utilisée avec d'autres médicaments.<sup>1</sup>
- Une application externe et donc non invasive.
- Une érection peut être obtenue en quelques minutes et la spontanéité des rapports sexuels n'est donc pas compromise.<sup>1</sup>

## Rapport™ Classic

**Rapport™ Classic** est un système unique de thérapie par le vide développé pour un traitement efficace des troubles de l'érection. Ce système de thérapie par le vide crée une dépression autour du pénis qui produit rapidement une érection satisfaisante en attirant le sang dans le pénis. La pompe est ensuite retirée, laissant l'anneau de constriction à la base du pénis.

**Le système Rapport™ Classic est composé de :**

- 1 tube à vide en plastique transparent
- 1 tête de pompe manuelle avec soupape de surpression
- 5 tailles d'anneaux péniens
- 2 tailles de bagues de transfert
- 1 cône de chargement
- Un tube de gel lubrifiant hydrosoluble
- Un mode d'emploi complet
- Tous les accessoires ci-dessus sont fournis dans une pochette de transport discrète.



## Rapport™ Rings

Les anneaux sont disponibles à l'unité ainsi que le gel lubrifiant en réassortiment.