






## Une large gamme d'aiguilles pour couvrir le besoin de chaque patient

<b>Unifine Pentips Plus</b>  <b>4mm</b> 0.23mm (32G) x 4mm <b>Pack Size : 100</b> <b>ACL : 34015 6319292 3</b>	<b>Unifine Pentips Plus</b>  <b>5mm</b> 0.25mm (31G) x 5mm <b>Pack Size : 100</b> <b>ACL : 34010 9936714 7</b>	<b>Unifine Pentips Plus</b>  <b>6mm</b> 0.25mm (31G) x 6mm <b>Pack Size : 100</b> <b>ACL : 34010 9936708 6</b>	<b>Unifine Pentips Plus</b>  <b>8mm</b> 0.25mm (31G) x 8mm <b>Pack Size : 100</b> <b>ACL : 34010 9936720 8</b>	<b>Unifine Pentips Plus</b>  <b>12mm</b> 0.33mm (29G) x 12mm <b>Pack Size : 100</b> <b>ACL : 34010 9936683 6</b>
--	--	--	--	---

### Compatibilité avec l'ensemble des stylos injecteurs d'insuline\*



Owen Mumford: **Autopen® Classic**



Owen Mumford: **Autopen® 24**



Novo Nordisk: **NovoPen® 4**



Novo Nordisk: **NovoPen Echo®**



Novo Nordisk: **NovoPen® FlexTouch**



Novo Nordisk: **Victoza®**



Lilly: **Byetta®**



Lilly: **Humalog® KwikPen™**



Lilly: **Humapen® Luxura**



Lilly: **HumaPen® Savvio™ (All Colours)**



Sanofi: **Apidra® Solostar®**



Sanofi: **CliikSTAR®**



Sanofi: **Lantus® Solostar®**

\*Compatibilité à la date du 01/10/13.

Unifine® Pentips® et Autopen® sont des marques déposées par Owen Mumford Ltd. Tous droits réservés. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Unifine® Pentips® Plus est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par Owen Mumford et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme certifié SGS. Il est destiné aux patients diabétiques insulino-dépendants dans le cadre de l'administration d'insuline ou d'analogues de GLP-1. Il est destiné à l'auto-injection par les patients. Ce dispositif est composé d'une aiguille stérile et d'un désadaptateur intégré qui permet de loger l'aiguille usagée avant élimination. Lire attentivement le mode d'emploi. Pour le bon usage de ce dispositif, il est recommandé de bien vérifier que l'opercule soit intact pour garantir la stérilité de l'aiguille. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Unifine® Pentips® Plus 3 est inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie. (Code LPPR : 1138077), Octobre 2014 (UPP/Pratim/1014...01).

# Unifine® Pentips® Plus

# Un dispositif innovant

— au service de vos patients insulinodépendants —



reddot design award  
winner 2015

# Unifine® Pentips® Plus La facilité au bout des doigts

## Des injections plus pratiques

### Maniabilité optimisée

Dispositif facile à saisir et nécessitant moins d'effort pour visser et dévisser l'aiguille



86%

des patients apprécient Unifine® Pentips® Plus en raison de sa **facilité d'utilisation**

(en comparaison des autres aiguilles)\*

### L'avantage d'un désadaptateur intégré

Désadaptateur conçu pour loger l'aiguille usagée favorisant le changement d'aiguille en toutes circonstances

61%

des patients préfèrent Unifine® Pentips® Plus par rapport aux autres aiguilles sans désadaptateur\*

## Une meilleure adhésion de votre patient aux bonnes pratiques d'injection

Unifine® Pentips® Plus, adaptée à chaque mode de vie, favorise le changement d'aiguille à chaque injection

61%

d'amélioration du taux d'adhésion aux bonnes pratiques d'injection avec Unifine® Pentips® Plus

(changement d'aiguille à chaque injection)\*

## Unifine® Pentips® Plus

- ▶ Une innovation
- ▶ Des bénéfices plébiscités par les patients

\*Healthcare Research Worldwide - Impact of Unifine® Pentips® Plus on pen needle changing behaviour amongst people with diabetes medicating with injectable formats - 2013; p.1 / p.8.

Étude comportementale réalisée sur 59 patients diabétiques insulinodépendants sur 8 semaines (4 semaines avec leur aiguille courante et 4 semaines avec l'aiguille Unifine® Pentips® Plus). 10910 injections ont été enregistrées.

